


GRADILLA DE ALAMBRE AZUL

PARA 30 BOLSAS WHIRL-PAK®

B00750

Rack de laboratorio de alta calidad con 30 compartimentos dobles para almacenar una amplia variedad de bolsas Whirl-Pak®. Fabricado con acero combinado de calibre 10 y 12, ofrece una estructura fuerte y estable con alta resistencia a la corrosión y a temperaturas extremas.



30 COMPARTIMENTOS DOBLES

30

CAPACIDAD PARA 30 BOLSAS

Amplia organización de muestras.

10/12

ACERO CALIBRE 10 Y 12

Estructura fuerte para uso intensivo.

°C

ALTA RESISTENCIA TÉRMICA

Desempeño en seco y en húmedo.

AUTO

APTO PARA AUTOCLAVE

Esterilización segura de la estructura.

PRO

ACABADO ANTIOXIDANTE

Protección contra corrosión y químicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	30 compartimentos dobles
Compartimento:	1-1/2 × 2 pulg. (3.8 × 5 cm)
Material:	Acero combinado calibre 10 y 12
Acabado:	Pintura en polvo electrostática azul
Máx. en seco:	300 °F (148 °C)
Máx. en húmedo:	500 °F (260 °C)
Esterilización:	Apto para autoclave

★ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Construcción robusta para uso intensivo.
- ✓ Alta resistencia a temperaturas extremas.
- ✓ Esterilizable de forma segura en autoclave.
- ✓ Acabado resistente al óxido y químicos.

COMPATIBILIDAD Y USO

30
ESPACIOS

Admite una amplia variedad de tamaños y tipos de bolsas Whirl-Pak®, ofreciendo flexibilidad para múltiples procesos de muestreo y manejo de muestras.

Ventaja: organización eficiente, estable y resistente.



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México