



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.




WHIRL-PAK®
Filtration Group

CANASTILLA TRANSPORTADORA

12 COMPARTIMIENTOS · WHIRL-PAK®

B00751

Canastilla transportadora diseñada para el traslado seguro y ordenado de muestras durante actividades de muestreo en campo y transporte al laboratorio. Sus 12 compartimientos permiten una organización eficiente, reduciendo el riesgo de golpes, derrames o contaminación cruzada.



12 COMPARTIMIENTOS · 3 × 4

12

12 COMPARTIMIENTOS

Organización segura y eficiente.

2X

REJILLA DOBLE

Mayor soporte para bolsas y recipientes.



TRANSPORTE SEGURO

Reduce golpes, derrames y contaminación.

AUTO

APTO PARA AUTOCLAVE

Esterilización práctica de la estructura.

DUR

DURABLE Y FÁCIL DE LIMPIAR

Acabado resistente para uso continuo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código:	B00751
Capacidad:	12 compartimientos, arreglo 3 × 4
Medidas del rack:	25.4 × 25.4 × 9 cm
Compartimiento:	7.6 × 6 cm (3 × 2-3/8 pulg.)
Material:	Acero combinado calibre 10 y 12
Acabado:	Pintura en polvo electrostática azul
Esterilización:	Apto para autoclave

★ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Rejilla doble para mayor estabilidad.
- ✓ Mantiene las muestras separadas y ordenadas.
- ✓ Ayuda a reducir golpes, derrames y contaminación.
- ✓ Estructura durable, autoclavable y fácil de limpiar.

📦 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

12
ESPACIOS

Diseñada para trasladar muestras de forma segura desde el sitio de recolección hasta el laboratorio, así como para su incubación y almacenamiento.

Organización: arreglo 3 × 4 con rejilla doble.



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México