


GRADILLA DE ALAMBRE AZUL PARA 18 BOLSAS WHIRL-PAK® **B00772**

Gradilla de alambre diseñada para transportar y organizar hasta 18 bolsas Whirl-Pak® de manera segura y eficiente. Su estructura azul mantiene las bolsas separadas y estables, ayuda a evitar derrames y facilita la manipulación de múltiples muestras en laboratorio o en campo.



18 COMPARTIMIENTOS · 3 × 6

18

CAPACIDAD PARA 18 BOLSAS

Organización simultánea y segura.

2X

REJILLA DOBLE

Mayor soporte para las bolsas.



TRANSPORTE SEGURO

Ayuda a reducir derrames y movimientos.

DUR

ALTA RESISTENCIA

Acero calibre 10 y 12 para uso continuo.

AUTO

APTO PARA AUTOCLAVE

Esterilización práctica de la estructura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	18 compartimientos, arreglo 3 × 6
Medidas del rack:	27.3 × 16.5 × 7.6 cm
Compartimiento:	4.1 × 5.1 cm (1-5/8 × 2 pulg.)
Material:	Acero combinado calibre 10 y 12
Acabado:	Pintura en polvo electrostática azul
Temperatura:	Seco 148 °C / húmedo 260 °C
Esterilización:	Apto para autoclave

★ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Rejilla doble para mayor soporte y estabilidad.
- ✓ Mantiene 18 bolsas separadas y ordenadas.
- ✓ Facilita la manipulación de múltiples muestras.
- ✓ Acabado durable, autoclavable y fácil de limpiar.

TRANSPORTE Y ORGANIZACIÓN

18
ESPACIOS

Diseñada para transportar muestras desde el punto de recolección hasta el laboratorio, conservando las bolsas separadas y estables durante el traslado.

Organización: arreglo alargado 3 × 6 con rejilla doble.



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México