



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



WHIRL-PAK®
Filtration Group

BOLSA WHIRL-PAK® ESTÁNDAR

ESTÉRIL · 7 OZ (207 mL) · 9.5 × 18 CM

B00992

Bolsa Whirl-Pak® estándar estéril, diseñada para la recolección, transporte y almacenamiento de muestras líquidas o semisólidas. Su formato compacto facilita la manipulación, organización y traslado seguro de múltiples muestras en laboratorio o en campo.

Nasco WHIRL-PAK Nasco

ESTÁNDAR LISA · 500 PZAS.

207

CAPACIDAD 7 OZ (207 mL)

Formato compacto para muestras pequeñas.

EST

BOLSA ESTÉRIL

Muestreo seguro y controlado.

LISA

ESTÁNDAR LISA

Sin franja o área impresa de escritura.

TAB

CIERRE DE PESTAÑA

Cierre Whirl-Pak® integrado y práctico.

STD

EPA · FDA · HACCP · USDA

Referencias para aplicaciones reguladas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	7 oz (207 mL)
Material / color:	Polietileno transparente, color claro
Estilo / cierre:	Estándar liso, cierre de pestaña
Medidas:	9.5 cm de ancho × 18 cm de altura
Espesor:	3 mil (0.076 mm)
Estándares:	EPA · material aprobado por FDA · HACCP · USDA
Presentación:	500 piezas estériles

★ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Bolsa estándar lisa, sin franja de escritura.
- ✓ Película transparente de alta claridad.
- ✓ Apta para muestras líquidas o semisólidas.
- ✓ Formato compacto para laboratorio y campo.

📋 APLICACIONES

500
PIEZAS

Diseñada para recolectar, transportar y almacenar muestras en laboratorios, control de calidad, monitoreo ambiental y análisis de alimentos.

Referencias: EPA, material aprobado por FDA, HACCP y USDA.



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México