



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



WHIRL-PAK®
Filtration Group

BOLSA WHIRL-PAK® ESTÁNDAR

ESTÉRIL · 36 OZ (1,065 mL) · 12.5 × 38 CM

B00994

Bolsa Whirl-Pak® estándar estéril, diseñada para la recolección, transporte y almacenamiento de muestras líquidas o semisólidas de volumen mediano a grande. Su tamaño permite un manejo seguro y práctico en laboratorio y campo, facilitando la organización de múltiples muestras.



ESTÉRIL · PRESENTACIÓN 500 PZAS.

1L

CAPACIDAD 1,065 mL

Equivalente a 36 oz; formato para mayor volumen.

TAB

CIERRE DE PESTAÑA

Cierre Whirl-Pak® integrado y práctico.

FDA

MATERIAL APROBADO POR FDA

Polietileno claro para uso en muestreo.

STD

EPA · HACCP · USDA

Referencias para aplicaciones reguladas.

3M

ESPESOR DE 3 MIL

Película flexible y resistente.

⚙️ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	36 oz (1,065 mL)
Material / color:	Polietileno transparente, color claro
Estilo / cierre:	Estándar liso, cierre de pestaña
Medidas:	12.5 cm de ancho × 38 cm de altura
Espesor:	3 mil (0.076 mm aprox.)
Estándares:	EPA · material aprobado por FDA · HACCP · USDA
Presentación:	500 piezas estériles

★ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Bolsa estándar estéril de alta claridad.
- ✓ Capacidad amplia para muestras de 1,065 mL.
- ✓ Apta para muestras líquidas o semisólidas.
- ✓ Película de polietileno resistente de 3 mil.

📋 APLICACIONES

500
PIEZAS

Diseñada para recolectar, transportar y almacenar muestras en análisis microbiológicos, ambientales y de alimentos.

Referencias: EPA, material aprobado por FDA, HACCP y USDA.



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México