



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.




WHIRL-PAK®
Filtration Group

GRADILLA DE ALAMBRE AZUL

PARA 20 BOLSAS WHIRL-PAK®

B01014

Gradilla de alambre diseñada para transportar y organizar hasta 20 bolsas Whirl-Pak® de manera segura y eficiente. Su estructura azul mantiene las bolsas separadas y estables, facilita la manipulación de múltiples muestras y ayuda a evitar derrames en laboratorio o campo.



20 ESPACIOS · AUTOCLAVABLE

20

CAPACIDAD: 20 BOLSAS

Organización eficiente de múltiples muestras.

6.4

COMPARTIMIENTOS 6.4 CM

Separación estable para bolsas y recipientes.

10/12

ACERO CALIBRE 10 Y 12

Uniones fuertes y líneas rectas.

°C

ALTA RESISTENCIA TÉRMICA

Hasta 148 °C en seco y 260 °C en húmedo.

AUTO

APTO PARA AUTOCLAVE

Esterilización segura de la estructura.

⚙️ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	20 compartimientos para bolsas Whirl-Pak®
Medidas externas:	34 × 27 × 10.2 cm
Compartimiento:	6.4 × 6.4 cm
Material:	Acero combinado calibre 10 y 12
Acabado:	Recubrimiento electrostático azul
Temperaturas máx.:	Seco: 148 °C · húmedo: 260 °C
Esterilización:	Apto para autoclave

★ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Estructura estable con uniones reforzadas.
- ✓ Mantiene las bolsas separadas y ordenadas.
- ✓ Acabado resistente y fácil de limpiar.
- ✓ Diseñada para transporte, incubación y almacenamiento.

📦 COMPATIBILIDAD Y USO

20
ESPACIOS

Facilita el traslado seguro de múltiples muestras desde el punto de recolección hasta el laboratorio, así como su incubación y almacenamiento.

Ventaja: organización estable que ayuda a reducir derrames.



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México