



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



WHIRL-PAK®
Filtration Group

BOLSA WHIRL-PAK® ESTÁNDAR

ESTÉRIL · 13 OZ (384 mL) · 13 × 19 CM

B01018

Bolsa Whirl-Pak® estéril para recolectar, transportar y almacenar muestras líquidas, semisólidas o sólidas. Su formato compacto permite un manejo práctico en laboratorio y campo, facilitando la organización de múltiples muestras en análisis microbiológicos, ambientales y de alimentos.



ESTÉRIL · PRESENTACIÓN 500 PZAS.

13OZ

CAPACIDAD 384 mL

Formato práctico de 13 oz para muestreo.

360

PROTECCIÓN ANTIFUGAS

Sellado perimetral continuo y confiable.

3M

PELÍCULA DE 3 MIL

Polietileno transparente de alta resistencia.

REG

4 REGULACIONES

USDA, FDA, HACCP y EPA.

+1

ESTERILIZACIÓN +1

Esterilizada después de su fabricación.

⚙️ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	13 oz (384 mL)
Material / color:	Polietileno virgen, transparente
Cierre:	Alambre redondo y pestañas de apertura
Medidas:	13 cm de ancho × 19 cm de altura
Espesor:	3 mil (0.076 mm)
Rango térmico:	Congelación hasta -196 °C · máximo 82 °C
Presentación:	500 piezas estériles

★ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sellado perimetral continuo contra fugas.
- ✓ Admite muestras sólidas, semisólidas y líquidas.
- ✓ Esterilizada después de su fabricación.
- ✓ Libre de R-Nase, D-Nase, pirógenos y BPA.

📋 REGULACIONES Y CALIDAD

4

REFERENCIAS

Cumplimiento: USDA, FDA, HACCP y EPA. Material aprobado por FDA para contacto con alimentos.

Calidad: fabricada bajo un sistema de gestión certificado ISO 9001; documentación de esterilidad disponible por lote.



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México