



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



WHIRL-PAK®
Filtration Group

BOLSA WHIRL-PAK® ESTÁNDAR

ESTÉRIL · 24 OZ (710 mL) · 15 × 23 CM

B01020

Bolsa Whirl-Pak® estándar estéril para recolectar, transportar y almacenar muestras líquidas, semisólidas o sólidas. Su película de 3 mil ofrece mayor resistencia mecánica y ayuda a reducir el riesgo de roturas durante el muestreo y traslado en laboratorio o campo.



ESTÉRIL · PRESENTACIÓN 500 PZAS.

24OZ

CAPACIDAD 710 mL

Formato de 24 oz para muestreo general.

3M

PELÍCULA DE 3 MIL

Mayor resistencia mecánica en el transporte.

360

PROTECCIÓN ANTIFUGAS

Cierre seguro y sellado perimetral continuo.

REG

4 REGULACIONES

USDA, FDA, HACCP y EPA.

ISO

CALIDAD CERTIFICADA

Sistemas ISO 9001 e ISO 13485.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	24 oz (710 mL)
Material / color:	Polietileno virgen, transparente
Estilo / cierre:	Estándar liso, cierre con pestaña y alambre
Medidas:	15 cm de ancho × 23 cm de altura
Espesor:	3 mil (0.076 mm)
Rango térmico:	Congelación hasta -196 °C · máximo 82 °C
Presentación:	500 piezas estériles

★ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sellado perimetral continuo contra fugas.
- ✓ Admite muestras sólidas, semisólidas y líquidas.
- ✓ Desechable, práctica y económica.
- ✓ Libre de R-Nase, D-Nase, pirógenos y BPA.

📋 REGULACIONES Y CALIDAD

ISO

9001 · 13485

Cumplimiento: USDA, FDA, HACCP y EPA. Material aprobado por FDA para contacto con alimentos.

Calidad: fabricada bajo sistemas certificados ISO 9001 e ISO 13485; documentación de esterilidad disponible.



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México