



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



WHIRL-PAK®
Filtration Group

BOLSA WHIRL-PAK® ESTÁNDAR

ESTÉRIL · 42 OZ (1,242 mL) · 15 × 38 CM

B01027

Bolsa Whirl-Pak® estándar estéril que proporciona un contenedor flexible, seguro y libre de contaminantes para recolectar, almacenar y transportar muestras. Su capacidad amplia facilita el manejo confiable de materiales líquidos, semisólidos o sólidos en laboratorio y campo.



ESTÉRIL · PRESENTACIÓN 500 PZAS.

42OZ

CAPACIDAD 1,242 mL

Formato amplio de 42 oz para muestreo.

+1

ESTERILIZACIÓN +1

Esterilizada después de su fabricación.

3M

PELÍCULA DE 3 MIL

Polietileno transparente de alta resistencia.

FREE

LIBRE DE CONTAMINANTES

Sin R-Nase, D-Nase, pirógenos ni BPA.

REG

4 REGULACIONES

USDA, FDA, HACCP y EPA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	42 oz (1,242 mL)
Material / color:	Polietileno virgen, transparente
Estilo / cierre:	Estándar liso, alambre redondo y pestaña
Medidas:	15 cm de ancho × 38 cm de altura
Espesor:	3 mil (0.076 mm)
Rango térmico:	Congelación hasta -196 °C · máximo 82 °C
Presentación:	500 piezas estériles

★ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sellado perimetral continuo contra fugas.
- ✓ Admite muestras sólidas, semisólidas y líquidas.
- ✓ Esterilizada después de su fabricación.
- ✓ Libre de R-Nase, D-Nase, pirógenos y BPA.

📋 REGULACIONES Y ESTERILIDAD

4

REFERENCIAS

Cumplimiento: USDA, FDA, HACCP y EPA. Polietileno aprobado por FDA para contacto con alimentos.

Esterilidad: proceso +1 posterior a fabricación; documentación por lote disponible y vida útil declarada de 5 años.



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México