



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



WHIRL-PAK®
Filtration Group

CUCHARA ESTÉRIL PARA MUESTREO

WHIRL-PAK® · POLIESTIRENO · 100 PZAS.

B01041A

Cuchara esterilizada con gas para técnicas estériles de recolección de muestras. Fabricada en poliestireno resistente y duradero, permite transferir sólidos, semisólidos o líquidos de forma práctica y con mínima exposición al ambiente.



ESTÉRIL · CAJA CON 100 PIEZAS

STER

ESTERILIZADA CON GAS

Preparada para técnicas de recolección estéril.

PS

POLIESTIRENO RESISTENTE

Utensilio rígido, ligero y duradero.

18

LONGITUD APROX. 18 CM

Alcance práctico para tomar muestras.

15

CAPACIDAD APROX. 15 mL

Adecuada para pequeñas porciones.

1X

DESECHABLE

Producto de un solo uso; no autoclavable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto:	Cuchara estéril para toma de muestras
Material / color:	Poliestireno (PS), color blanco
Esterilización:	Esterilizada con gas
Longitud:	Aproximadamente 18 cm
Capacidad:	Aproximadamente 15 mL
Uso:	Desechable · un solo uso · no autoclavable
Presentación:	20 por bolsa · 5 bolsas · 100 piezas por caja

★ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Poliestireno rígido, resistente y duradero.
- ✓ Diseñada para recolección aséptica.
- ✓ Manejo sencillo con mínima exposición.
- ✓ Compatible con bolsas Whirl-Pak® estériles.

📦 USO Y PRESENTACIÓN

5 × 20
100 PIEZAS

Para uso sin contaminación, abra la bolsa, empuje una cuchara hacia la abertura, retírela y vuelva a cerrar el empaque.

Aplicaciones: muestreo de alimentos, lácteos, productos farmacéuticos, investigación y control microbiológico.



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México