



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



BOLSA WHIRL-PAK® THIO-BAG

ESTÉRIL · 3.38 OZ (100 mL) · 7.5 × 18.5 CM

B01040

Bolsa Whirl-Pak® Thio-Bag dosificada y estéril, diseñada para recolectar, transportar y almacenar muestras de agua clorada. La tableta de tiosulfato de sodio neutraliza el cloro al momento de la toma, ayudando a conservar la integridad de la muestra para análisis microbiológicos confiables.



THIO-BAG · PRESENTACIÓN 100 PZAS.

100

CAPACIDAD 100 mL

Formato compacto para muestreo de agua.

THIO

TIOSULFATO DE SODIO

Ayuda a neutralizar el cloro de la muestra.

H2O

MUESTREO DE AGUA

Municipios, piscinas y aguas residuales.

ID

ÁREA PARA ESCRITURA

Identificación rápida con pluma o marcador.

+1

ESTERILIZACIÓN +1

Esterilizada después de su fabricación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	3.38 oz (100 mL)
Material / color:	Polietileno transparente
Medidas:	7.5 cm de ancho × 18.5 cm de altura
Espesor:	2.25 mil (0.057 mm)
Cierre:	Alambre redondo y pestañas de apertura
Dosificación:	Tableta activa de tiosulfato de sodio
Presentación:	100 bolsas estériles

★ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Dosificada para neutralizar cloro en la muestra.
- ✓ Sellado perimetral continuo contra fugas.
- ✓ Área de escritura para identificación y trazabilidad.
- ✓ Esterilización +1 posterior a la fabricación.

📄 APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO

H₂O
CLORADA

Diseñada para muestreo de agua clorada en municipios, piscinas, aguas residuales y otros controles microbiológicos.

Cumplimiento: USDA, FDA, HACCP y EPA. Rango térmico: máximo 82 °C; congelación hasta -196 °C.



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México