

GRADILLA DE ALAMBRE AZUL

PARA 6 BOLSAS WHIRL-PAK®

B01048

Gradilla de alambre diseñada para transportar y organizar bolsas Whirl-Pak® de forma segura. Sus seis compartimientos amplios mantienen las muestras separadas, estables y visibles, ayudando a reducir vuelcos y contaminación cruzada durante el trabajo de campo o laboratorio.



6 ESPACIOS · AUTOCLAVABLE

6

CAPACIDAD: 6 BOLSAS

Distribución 2 x 3 para muestras grandes.

11.4

ESPACIOS DE 11.4 CM

Compartimientos amplios y estables.

10/12

ACERO CALIBRE 10 Y 12

Uniones resistentes y líneas rectas.

°C

ALTA RESISTENCIA TÉRMICA

Hasta 148 °C en seco y 260 °C en húmedo.

AUTO

APTO PARA AUTOCLAVE

Esterilización segura de la estructura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:

6 compartimientos · distribución 2 x 3

Medidas externas:

35 x 23.5 x 11.4 cm

Compartimiento:

11.4 x 11.4 cm

Material:

Acero combinado calibre 10 y 12

Acabado:

Recubrimiento electrostático azul

Temperaturas máx.:

Seco: 148 °C · húmedo: 260 °C

Esterilización:

Apto para autoclave

★ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Uniones reforzadas y estructura estable.
- ✓ Mantiene las bolsas separadas y visibles.
- ✓ Acabado resistente y fácil de limpiar.
- ✓ Puede usarse de lado para incubar placas.

COMPATIBILIDAD Y USO

6
ESPACIOS

Diseñada para transportar bolsas Whirl-Pak® de gran formato, aproximadamente de 710 a 2,041 mL, desde el punto de recolección hasta el laboratorio.

Usos: transporte, incubación, almacenamiento e incubación de placas.



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México