

BOLSA WHIRL-PAK® WRITE-ON

ESTÉRIL · 4 OZ (118 mL) · 7.5 × 18.5 CM

B01062

Bolsa Whirl-Pak® estéril con área específica para escritura, diseñada para recolectar, transportar y almacenar muestras líquidas, semisólidas o sólidas. Su franja blanca facilita la identificación y el registro directo de la información, mientras su película transparente y resistente permite un manejo práctico y seguro en laboratorio o campo.



ESTÉRIL · PRESENTACIÓN 500 PZAS.

118

CAPACIDAD 4 OZ (118 mL)

Formato compacto para muestras pequeñas.

ID

ÁREA PARA ESCRITURA

Registro claro con pluma, lápiz o marcador.

EST

BOLSA ESTÉRIL

Lista para muestreo controlado.

3X

TRES TIPOS DE MUESTRA

Líquidos, semisólidos o sólidos.

PE

POLIETILENO COEXTRUIDO

Transparencia y resistencia superior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	4 oz (118 mL)
Material:	Película coextruida de polietileno virgen
Acabado:	Transparente con área blanca para escritura
Medidas:	7.5 cm de ancho × 18.5 cm de altura
Espesor:	2.25 mils (0.057 mm)
Temperatura:	Hasta 82 °C / congelación hasta -210 °C
Presentación:	500 piezas estériles

★ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Franja blanca de fácil escritura e identificación.
- ✓ Cierre seguro diseñado para ayudar a evitar fugas.
- ✓ Película transparente con resistencia superior.
- ✓ Ocupa menos espacio que los recipientes rígidos.

■ APLICACIONES

500
PIEZAS

Ideal para recolección, transporte y almacenamiento de muestras en laboratorios, control de calidad, industria alimentaria y monitoreo ambiental.

Tipos de muestra: líquidos, semisólidos y sólidos.



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México