

BOLSA WHIRL-PAK® ESTÁNDAR ESTÉRIL

24 OZ (710 mL) • 15 x 23 CM • 4 MIL

B01063

Las bolsas de muestreo esterilizadas estándar Whirl-Pak® proporcionan un contenedor flexible, seguro y libre de contaminantes que garantiza resultados de análisis fiables. Puede confiar en los productos Whirl-Pak® como una forma probada, económica y eficiente de recolectar, almacenar y transportar muestras líquidas, semisólidas o sólidas.



PELÍCULA REFORZADA • 500 PZAS.



24 OZ

CAPACIDAD 710 mL

Formato de 24 oz para muestreo general.



4 MIL

PELÍCULA REFORZADA

Mayor resistencia mecánica y durabilidad.



PROTECCIÓN ANTIFUGAS

Cierre seguro y sellado perimetral continuo.



ESTERILIZACIÓN +1

Esterilizada después de su fabricación.



4 REGULACIONES

USDA, FDA, HACCP y EPA.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	24 oz (710 mL)
Material / color:	Polietileno virgen, transparente
Estilo / cierre:	Estándar liso, alambre redondo y pestaña
Medidas:	15 cm de ancho x 23 cm de altura
Espesor:	4 mil (0.102 mm)
Rango térmico:	Congelación hasta -196 °C máximo 82 °C
Presentación:	500 piezas estériles



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Película reforzada de 4 mil de espesor.
- ✓ Sellado perimetral continuo contra fugas.
- ✓ Admite muestras sólidas, semisólidas y líquidas.
- ✓ Libre de R-Nase, D-Nase, pirógenos y BPA.



REGULACIONES Y ESTERILIDAD

4

REFERENCIAS

Cumplimiento: USDA, FDA, HACCP y EPA. Resina aprobada por FDA para contacto con alimentos.

Esterilidad: esterilizada después de su fabricación; documentación por lote disponible y vida útil declarada de 5 años.



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Labor Wasser de México, SA de CV



@labor_wm



C. Laureles 62, Jardines de Atizapán,
52978. Edo. Méx.