



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



WHIRL-PAK®
Filtration Group

BOLSA WHIRL-PAK® WP WRITE-ON ESTÉRIL

2 OZ (58 mL) • 7.5 x 12.5 CM

B01064

Bolsa Whirl-Pak estéril, tipo WP Write-On, diseñada para la recolección, transporte y almacenamiento de pequeñas cantidades de muestras líquidas o semisólidas, con área para escritura, lo que facilita la identificación y registro de la muestra directamente en la bolsa.

Ideal para laboratorios, control de calidad y muestreo ambiental.



ÁREA PARA ESCRITURA
• 500 PZAS.



2 OZ (58 mL)

CAPACIDAD

Ideal para pequeñas cantidades de muestra.



ÁREA PARA ESCRITURA

Permite identificar y registrar la muestra directamente en la bolsa.



PROTECCIÓN ANTIFUGAS

Cierre seguro y sellado perimetral continuo.



ESTERILIZACIÓN +1

Esterilizada después de su fabricación.



4 REGULACIONES

USDA, FDA, HACCP y EPA.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	2 oz (58 mL)
Material / color:	Polietileno virgen, transparente
Estilo / cierre:	WP Write-On, alambre redondo y pestaña
Medidas:	7.5 cm de ancho x 12.5 cm de altura
Espesor:	4 mil (0.102 mm)
Rango térmico:	Congelación hasta -196 °C máximo 82 °C
Presentación:	500 piezas estériles

★ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Película reforzada de 4 mil de espesor.
- ✓ Sellado perimetral continuo contra fugas.
- ✓ Admite muestras líquidas y semisólidas.
- ✓ Área blanca para escritura con lápiz o marcador.
- ✓ Libre de R-Nase, D-Nase, pirógenos y BPA.



REGULACIONES Y ESTERILIDAD

4

REFERENCIAS

Cumplimiento: USDA, FDA, HACCP y EPA.
Resina aprobada por FDA para contacto con alimentos.

Esterilidad: esterilizada después de su fabricación; documentación por lote disponible y vida útil declarada de 5 años.



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Labor Wasser de México, SA de CV



@labor_wm



C. Laureles 62, Jardines de Atizapán,
52978, Edo. Méx.