

FICHA TÉCNICA

B01065

BOLSA WHIRL-PAK®

18 OZ (532 mL)

11.5 x 23 cm

C/ÁREA P/ESCRITURA

C/500 PZAS. NASCO

Las bolsas de muestreo esterilizadas Whirl-Pak® Write On ofrecen un contenedor flexible, seguro y libre de contaminantes que garantiza resultados de análisis fiables. Puede confiar en los productos Whirl-Pak® como una forma probada, económica y eficiente de recolectar, almacenar y transportar muestras.



ESTÉRIL



ÁREA PARA
ESCRITURA



LIBRE DE
CONTAMINANTES
DNasas / RNasas
y Pirógenos

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricadas con polietileno de baja densidad virgen.
- ✓ Estériles por radiación gamma.
- ✓ Área blanca para escritura que facilita la identificación de la muestra.
- ✓ Cierre hermético Twist-Tie® que evita fugas y derrames.
- ✓ Espesor de pared uniforme que brinda mayor resistencia.
- ✓ Libres de DNasas, RNasas y Pirógenos.

ESPECIFICACIONES

Capacidad	18 oz (532 mL)
Dimensiones	11.5 cm (ancho) x 23 cm (alto)
Área de escritura	Sí
Material	Polietileno de baja densidad virgen
Cierre	Twist-Tie®
Esterilidad	Estéril por radiación gamma
Empaque	Bolsa con 500 piezas
Aplicaciones	Muestreo de agua, alimentos, soluciones acuosas, lodos y otras muestras líquidas o semisólidas
Marca	Whirl-Pak®
Fabricante	Nasco Sampling / Filtration Group

APLICACIONES



MUESTREO
DE AGUA



CONTROL DE
CALIDAD



MONITOREO
AMBIENTAL



INDUSTRIA DE
ALIMENTOS



LABORATORIOS Y
ANÁLISIS



USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO. No apto para uso humano o consumo.



C. Laureles 62,
Jardines de Atizapán,
52978, Edo. Méx.



Tel: 5575751661
5575751662
5571602454
5571587031



ventas@
laborwasserdemexico.com



www.laborwasserdemexico.com



Labor Wasser de México, SA de CV



@labor_wm