

FICHA TÉCNICA

B01239

BOLSA WHIRL-PAK®

52 OZ (1538 mL)

BASE REDONDEADA

C/500 PIEZAS NASCO

Las bolsas de muestreo Whirl-Pak® Blender ofrecen un recipiente flexible, seguro y libre de contaminantes, perfecto para realizar pruebas y desechar muestras rápidamente. Puede confiar en los productos Whirl-Pak® como una forma probada, económica y eficiente de recolectar, almacenar y transportar muestras.

WHIRL-PAK® WHIRL-PAK® WHIRL-PAK®



SEGURA Y CONFIABLE
Recipiente flexible, seguro y libre de contaminantes.



ÁREA PARA ESCRITURA
Franja blanca para escribir que facilita la identificación de las muestras.



USO PRÁCTICO
Ideal para realizar pruebas y desechar muestras rápidamente.



ECONÓMICA Y EFICIENTE
Forma probada, económica y eficiente de recolectar, almacenar y transportar muestras.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricadas con polietileno de alta calidad.
- ✓ Recipiente flexible y resistente.
- ✓ Libre de contaminantes.
- ✓ Base redondeada que permite un mejor mezclado de la muestra.
- ✓ Franja blanca para escritura.
- ✓ Cierre hermético con alambre redondo y plano (Twist Wire®).
- ✓ Esterilizadas después de la fabricación.
- ✓ Libres de DNAsas, RNAsas y Pirógenos.

ESPECIFICACIONES

Capacidad	52 oz (1538 mL)
Dimensiones	18.5 cm (ancho) x 33 cm (alto)
Tipo de base	Redondeada
Área de escritura	Sí
Material	Polietileno de alta calidad
Cierre	Alambre redondo y plano (Twist Wire®)
Esterilidad	Esterilizadas después de la fabricación
Empaque	Bolsa con 500 piezas
Aplicaciones	Recolección, almacenamiento y transporte de muestras para pruebas y análisis.
Marca	Whirl-Pak®
Fabricante	Nasco Sampling / Filtration Group

APLICACIONES



MUESTREO DE AGUA



MUESTREO DE ALIMENTOS



POLVOS Y SÓLIDOS



USO EN LABORATORIO



CONTROL DE CALIDAD



USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO. No apto para uso humano o consumo.



C. Laureles 62,
Jardines de Atizapán,
52978, Edo. Méx.



Tel: 5575751661
5575751662
5571602454
5571587031



ventas@
laborwasserdemexico.com



www.laborwasserdemexico.com



Labor Wasser de México, SA de CV



@labor_wm