



**LABOR
WASSER**
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



WHIRL-PAK®
Filtration Group

FICHA TÉCNICA

B01196

BOLSA WHIRL-PAK®

24 OZ (710 mL)

15 x 23 cm

C/ÁREA P/ESCRITURA

C/500 PZAS. NASCO

Las bolsas de muestreo esterilizadas Whirl-Pak con escritura a mano ofrecen un contenedor flexible, seguro y libre de contaminantes que garantiza resultados de análisis confiables. Puede confiar en los productos Whirl-Pak® como una forma probada, económica y eficiente de recolectar, almacenar y transportar muestras.



ESTÉRIL

Esterilizada después de la fabricación.



ÁREA PARA ESCRITURA

Franja blanca que facilita la identificación de las muestras.



LIBRE DE CONTAMINANTES

Libres de DNAsas, RNAsas y Pirógenos.



CIERRE SEGURO

Alambre redondo y plano (Twist Wire®) para un sellado hermético.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricadas con polietileno de alta calidad.
- ✓ Recipiente flexible y resistente.
- ✓ Libre de contaminantes.
- ✓ Franja blanca para escritura que facilita la identificación y el etiquetado.
- ✓ Cierre hermético con alambre redondo y plano (Twist Wire®).
- ✓ Esterilizadas después de la fabricación.
- ✓ Libres de DNAsas, RNAsas y Pirógenos.

ESPECIFICACIONES

Capacidad	24 oz (710 mL)
Dimensiones	15 cm (ancho) x 23 cm (alto)
Área de escritura	Sí
Grosor de película	4 mils (0.102 mm)
Material	Polietileno de alta calidad
Cierre	Alambre redondo y plano (Twist Wire®)
Esterilidad	Esterilizada después de la fabricación
Empaque	Bolsa con 500 piezas
Aplicaciones	Almacenamiento y transporte de muestras de líquidos, polvos y sólidos
Marca	Whirl-Pak®
Fabricante	Nasco Sampling / Filtration Group

APLICACIONES



MUESTREO
DE AGUA



MUESTREO DE
ALIMENTOS



POLVOS
Y SÓLIDOS



USO EN
LABORATORIO



CONTROL DE
CALIDAD



USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO. No apto para uso humano o consumo.



C. Laureles 62,
Jardines de Atizapán,
52978, Edo. Méx.



Tel: 5575751661
5575751662
5571602454
5571587031



ventas@
laborwasserdemexico.com



www.laborwasserdemexico.com



Labor Wasser de México, SA de CV



@labor_wm