

BOLSA WHIRL-PAK®
CON ÁREA PARA ESCRITURA
24 OZ (710 mL) • 15 x 23 CM

B01297

Bolsa Whirl-Pak estéril diseñada para la recolección, transporte y almacenamiento de muestras sólidas y líquidas en análisis microbiológico, ambiental y de alimentos. Incorpora área de escritura integrada, permitiendo registrar información de la muestra directamente en la bolsa, facilitando la trazabilidad sin necesidad de etiquetas adicionales.

IRL-PAK. Nasco WHIRL-PAK. Nasco WHIRL-PAK.



ÁREA PARA ESCRITURA
• 500 PZAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad:	24 oz (710 mL)
Material / color:	Polietileno virgen, transparente
Estilo / cierre:	Alambre redondo y pestaña
Medidas:	15 cm de ancho x 23 cm de altura
Espesor:	4 mil (0.102 mm)
Área para escritura:	Sí, integrada en la bolsa
Rango térmico:	Congelación hasta -196 °C máximo 82 °C
Presentación:	500 piezas estériles



24 OZ (710 mL)

CAPACIDAD

Ideal para recolección y transporte de muestras.



ÁREA PARA ESCRITURA

Permite registrar la información de la muestra directamente en la bolsa.



MATERIAL RESISTENTE

Polietileno de alta calidad, resistente a perforaciones y fugas.



ESTERILIZACIÓN +1

Esterilizada después de su fabricación.



4 REGULACIONES

USDA, FDA, HACCP y EPA.

★ CARACTERÍSTICAS

✓

Bolsa estéril para muestreo de sólidos y líquidos.

✓

Diseñada para análisis microbiológico, ambiental y de alimentos.

✓

Área para escritura con lápiz o marcador.

✓

Cierre seguro, a prueba de fugas.

✓

Libre de R-Nase, D-Nase, pirógenos y BPA.

4

REFERENCIAS

Cumplimiento:

USDA, FDA, HACCP y EPA. Resina aprobada por FDA para contacto con alimentos.

Esterilidad:

esterilizada después de su fabricación; documentación por lote disponible y vida útil declarada de 5 años.



Teléfonos:
55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:
ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:
www.laborwasserdemexico.com

 Labor Wasser de México, SA de CV

 @labor_wm

 C. Laureles 62, Jardines de Atizapán, 52978, Edo. Méx.