

FICHA TÉCNICA

B01319

BOLSA DE POLIETILENO 37.5 X 50CM P/ENJUAGUE DE AVES C/250 PZAS. NASCO

Whirl-Pak® Nasco

Diseñada especialmente para el muestreo y análisis de aves de corral para la detección de E. coli, la bolsa de enjuague para aves Whirl-Pak® está sellada para mantener la esterilidad y perforada para facilitar su apertura. Ideal para pavos pequeños, pollos y otras aves de corral similares.

Bolsa de polietileno de alta resistencia, diseñada específicamente para el enjuague de aves en análisis microbiológico, conforme a metodologías de muestreo en la industria avícola. Permite una manipulación segura de la muestra durante el proceso de enjuague, manteniendo la integridad del líquido de análisis.

ESPECIFICACIONES

Modelo	B01319
Producto	Bolsa de polietileno p/enjuague de aves
Dimensiones	37.5 x 50 cm
Material	Polietileno de alta resistencia
Tipo	Bolsa sellada y perforada
Uso	Enjuague de aves para análisis microbiológico
Aplicación	Detección de E. coli y otros análisis
Presentación	250 piezas por paquete
Marca	Whirl-Pak®
Fabricante	Nasco Sampling / Filtration Group

BENEFICIOS



Mantiene la esterilidad y evita la contaminación de la muestra.



Diseñada específicamente para el enjuague de aves de corral.



Facilita la detección de E. coli y otros microorganismos.



Material resistente que garantiza seguridad en el proceso de muestreo.



Presentación práctica y económica para uso en laboratorio.

APLICACIONES



Muestreo y análisis de aves de corral en la industria avícola para la detección de E. coli y otros análisis microbiológicos.



USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO. No apto para uso humano o consumo.



C. Laureles 62,
Jardines de Atizapán,
52978, Edo. Méx.



Tel: 5575751661
5575751662
5571602454
5571587031



ventas@laborwasserdemexico.com



www.laborwasserdemexico.com



Labor Wasser de México, SA de CV



@labor_wm



ESTÉRIL

Bolsa sellada y perforada para facilitar su apertura, manteniendo la esterilidad.



DISEÑADA PARA AVES DE CORRAL

Ideal para pavos pequeños, pollos y otras aves de corral similares.



ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

Permite el enjuague de aves para la detección de E. coli y otros análisis microbiológicos.



ALTA RESISTENCIA

Fabricada en polietileno de alta resistencia para una manipulación segura y confiable.



PRESENTACIÓN ECONÓMICA

Empaque con 250 piezas.