



**LABOR
WASSER**
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



WHIRL-PAK®
Filtration Group®

FICHA TÉCNICA

B01341

**BOLSA WHIRL-PAK 18OZ (532ML)
11.5X23CM C/AREA P/ESCRITURA
C/500 PZAS. NASCO**

Whirl-Pak® Nasco

Las bolsas de muestreo esterilizadas Whirl-Pak® Write-On proporcionan un contenedor flexible, seguro y libre de contaminantes que garantiza resultados de análisis fiables.

Puede confiar en los productos Whirl-Pak® como una forma probada, económica y eficiente de recolectar, almacenar y transportar muestras.

ESPECIFICACIONES

Modelo	B01341
Producto	Bolsa Whirl-Pak 18OZ (532 mL)
Dimensiones	11.5 x 23 cm
Capacidad	18 oz (532 mL)
Área de escritura	Sí (Write-On)
Material	Polietileno de alta resistencia
Cierre	Whirl-Pak® con alambre
Esterilidad	Esterilizada
Presentación	Caja con 500 piezas
Marca	Whirl-Pak®
Fabricante	Nasco Sampling / Filtration Group

Nasco **WHIRL-PAK.** Nasco **WHIRL-PAK.**

Nasco **WHIRL-PAK.** Nasco **WHIRL-PAK.** Nasco **WHIRL-PAK.**



ESTÉRIL

Esterilizada para garantizar resultados confiables y libre de contaminantes.



ÁREA DE ESCRITURA

Cuenta con área blanca Write-On para identificar y registrar la información de la muestra.



MATERIAL RESISTENTE

Fabricada en polietileno de alta resistencia para una manipulación segura y confiable.



CIERRE WHIRL-PAK

Cierre hermético y seguro que evita derrames y asegura la integridad de la muestra.



PRESENTACIÓN

Caja con 500 piezas para abastecimiento eficiente en laboratorio.

BENEFICIOS



Garantiza resultados de análisis confiables y reproducibles.



Libre de contaminantes gracias a su esterilización y material virgen.



Fácil identificación de la muestra con área de escritura.



Solución económica y eficiente para el muestreo.



Resistente y segura para el transporte de muestras.

APLICACIONES



Recolección, almacenamiento y transporte de muestras líquidas o semisólidas para análisis microbiológicos y de calidad en laboratorio.



USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO. No apto para uso humano o consumo.



C. Laureles 62,
Jardines de Atizapán,
52978, Edo. Méx.



Tel: 5575751661
5575751662
5571602454
5571587031



ventas@laborwasserdemexico.com



www.laborwasserdemexico.com



Labor Wasser de México, SA de CV



@labor_wm