

BOLSA WHIRL-PAK®
24 OZ (710 mL) C/FILTRO
15 X 23 CM • 250 PZAS.

B01348

Las bolsas de filtro esterilizadas de Whirl-Pak están diseñadas para simplificar la recolección de muestras con pipeta. Nuestra capa de filtro de 330 micras retiene las partículas sólidas en un lado de la bolsa, evitando que la pipeta se obstruya, lo que garantiza una muestra limpia y una distribución uniforme en la placa.

Medidas: 15 X 23 CM



FILTRO INTEGRADO DE 330 MICRAS
Retiene partículas sólidas y evita la obstrucción de la pipeta.



MUESTREO EFICIENTE
Permite una recolección de muestras más rápida, sencilla y confiable.



ESTÉRIL Y LIBRE DE CONTAMINANTES
Esterilizada después de su fabricación para garantizar resultados confiables.



RESISTENTE Y SEGURA
Material de polietileno virgen de alta calidad. Cierre hermético y confiable.



PRÁCTICA Y ECONÓMICA
Diseño funcional que reduce tiempo de muestreo y mejora la productividad.



CON FILTRO DE 330 MICRAS
• 250 PZAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	24 oz (710 mL)
Medidas:	15 cm de ancho x 23 cm de altura
Filtro:	330 micras (0.33 mm)
Material:	Polietileno virgen, transparente
Tipo de cierre:	Alambre redondo y pestaña
Estéril:	Sí, esterilizada después de su fabricación
Libre de contaminantes:	Sí
Uso recomendado:	Muestreo de aguas, alimentos, bebidas, ambientes y control de calidad
Presentación:	250 piezas estériles

★ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Filtro de 330 micras que retiene partículas sólidas.
- ✓ Ideal para la recolección de muestras líquidas con pipeta.
- ✓ Esterilizada y libre de contaminantes.
- ✓ Cierre seguro que evita fugas y derrames.
- ✓ Resistente, flexible y fácil de usar.
- ✓ Libre de R-Nase, D-Nase, pirógenos y BPA.

REGULACIONES Y ESTERILIDAD

4
REFERENCIAS

Cumplimiento: USDA, FDA, HACCP y EPA.
Esterilidad: esterilizada después de su fabricación; documentación por lote disponible y vida útil declarada de 5 años.
Resina aprobada por FDA para contacto con alimentos.