

FICHA TÉCNICA

B01350

**BOLSA WHIRL-PAK 18OZ (532ML)
C/CUCHARON DE 60ML
ESTERIL 50 PZAS. NASCO**

Whirl-Pak® Nasco

Para una recolección de muestras eficiente, la bolsa esterilizada Whirl-Pak® es popular en todos los sectores industriales.

Con la cuchara ya incorporada en la bolsa esterilizada y pestañas de cierre seguro integradas, nuestras bolsas Scoop son ideales para la recolección, el envío y el almacenamiento de todo tipo de muestras.

Medidas: 11.5 x 23 cm

ESPECIFICACIONES

Modelo	B01350
Capacidad	18 oz (532 mL)
Medidas	11.5 x 23 cm
Tipo	Bolsa estéril con cucharón integrado
Capacidad del cucharón	60 mL
Esterilidad	Sí
Material	Polietileno de alta resistencia
Cierre	Whirl-Pak® con alambre
Presentación	50 piezas
Marca	Whirl-Pak®
Fabricante	Nasco Sampling / Filtration Group



ESTÉRIL

Esterilizada para garantizar resultados confiables y libre de contaminantes.



CUCHARÓN INTEGRADO

Cucharón estéril de 60 mL ya incorporado para un muestreo práctico y eficiente.



CIERRE SEGURO

Sistema Whirl-Pak® con alambre y pestañas de cierre que aseguran un sellado hermético.



SEGURA Y CONFIABLE

Reduce el riesgo de contaminación cruzada durante la recolección, transporte y almacenamiento.



PRESENTACIÓN

Caja con 50 piezas, listas para usar.

BENEFICIOS



Muestreo más rápido y práctico.



Cucharón estéril integrado de 60 mL.



Reduce el riesgo de contaminación cruzada.



Sellado hermético con cierre Whirl-Pak®.



Ideal para alimentos, polvos y productos granulados.

APLICACIONES



Industria alimentaria



Microbiología



Muestreo ambiental



Laboratorios de calidad



Farmacéutica



Agricultura



Veterinaria



Control sanitario



USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO. No apto para uso humano o consumo.