

SECCIÓN SUPERIOR SLUDGE JUDGE® II 1.5M CON CUERDA WHIRL-PAK

B01358

El Sludge Judge® II está fabricado con un tubo de plástico de 3,18 cm (1,25 pulgadas) de diámetro exterior, lo que duplica su capacidad y le confiere una gran rigidez una vez ensamblado. Está diseñado para muestrear sólidos con un 5 % o menos de concentración. Tiene una capacidad de 178 ml (6 oz) por pie (0,31 m) y se puede ensamblar según las necesidades del trabajo. Se pueden añadir o quitar secciones según sea necesario, y las marcas de 0,31 m (1 pie) en el tubo ayudan a identificar la cantidad de lodo en el tanque. La unidad se compone de tres secciones de 1,53 m (5 pies) (superior, extensión e inferior), o bien, se pueden combinar secciones individuales según se requiera. El Sludge Judge® II no es autoclavable.



CAPACIDAD
178
mL
POR PIE (0,31 m)

- 

MAYOR CAPACIDAD Y RIGIDEZ
Tubo de 3,18 cm (1,25") de diámetro exterior que duplica la capacidad y proporciona gran rigidez.
- 

DISEÑADO PARA SÓLIDOS
Ideal para muestrear sólidos con hasta 5 % de concentración.
- 

MARCAS DE MEDICIÓN
Marcas cada 0,31 m (1 pie) que permiten identificar fácilmente la cantidad de lodo en el tanque.
- 

MODULAR Y ADAPTABLE
Se pueden añadir o quitar secciones según las necesidades del trabajo.
- 

RESISTENTE Y DURADERO
Construcción robusta en plástico de alta calidad.
- 

FÁCIL DE USAR
Diseñada para una recolección de muestras rápida, sencilla y eficiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Código:	B01358
Producto:	Sección superior Sludge Judge® II 1.5M con cuerda WHIRL-PAK
Uso:	Muestreo de sólidos con hasta 5 % de concentración
Diámetro exterior del tubo:	3,18 cm (1,25 pulgadas)
Capacidad:	178 mL (6 oz) por pie (0,31 m)
Longitud de la sección:	1,53 m (5 pies)
Marcas de medición:	Cada 0,31 m (1 pie)
Material:	Plástico rígido de alta calidad
Secciones del sistema:	Tres secciones de 1,53 m (5 pies) (superior, extensión e inferior)
Compatibilidad:	Se puede combinar con secciones individuales según se requiera
Incluye:	Cuerda de sujeción
Autoclavable:	No es autoclavable

- ⚠ **ADVERTENCIAS**
- ✗ NO utilizar para el muestreo de etanol o combustible mezclado con etanol.

✗ Tiene capacidad para 6 onzas por pie (178 ml por 0,31 m).

✗ No esterilizable en autoclave.

- ★ **BENEFICIOS**
- ✔ Permite medir con precisión la altura de lodos en tanques y plantas.

✔ Módulos intercambiables para adaptarse a diferentes profundidades.

✔ Herramienta confiable para monitoreo y control de procesos.

✔ Optimiza el tiempo de muestreo y mejora la seguridad del operador.