



BOLSA WHIRL-PAK®
18 OZ (532 mL)
11.5 X 23 CM
FONDO PLANO
C/500 PZAS.
NASCO

B01365

Bolsa Whirl-Pak® estándar estéril, diseñada para la recolección, transporte y almacenamiento de muestras líquidas o semisólidas, con fondo plano que permite que la bolsa se mantenga erguida sobre superficies planas. Esta característica facilita el manejo de muestras, la homogeneización y el almacenamiento en laboratorio.



FONDO PLANO AUTOSTABLE

Permite que la bolsa permanezca de pie durante el llenado y almacenamiento.



MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA

Reduce tiempos de manipulación y facilita el trabajo en laboratorio.



ESTÉRIL Y LIBRE DE CONTAMINANTES

Fabricada bajo estrictos controles para preservar la integridad de la muestra.



FLEXIBLE Y RESISTENTE

Polietileno de alta calidad resistente al manejo diario.




AHORRO DE ESPACIO

Ocupa menos espacio que los recipientes rígidos durante almacenamiento y transporte.



CAPACIDAD
532
mL
(18 oz)

MEDIDAS:
11.5 X 23 cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código:	B01365
Producto:	Bolsa Whirl-Pak® Fondo Plano
Capacidad:	18 oz (532 mL)
Medidas:	11.5 x 23 cm
Tipo de fondo:	Fondo plano reforzado
Material:	Polietileno virgen de baja densidad
Esterilidad:	Esterilizada después de su fabricación
Área de escritura:	Sí
Tipo de cierre:	Alambre redondo con pestañas
Uso recomendado:	Muestreo microbiológico, ambiental, alimentos y bebidas
Presentación:	Caja con 500 bolsas

★ APLICACIONES

- ✓ Laboratorios microbiológicos
- ✓ Industria alimentaria
- ✓ Control de calidad
- ✓ Muestreo ambiental
- ✓ Plantas de tratamiento de agua
- ✓ Industria farmacéutica
- ✓ Investigación científica

⚠ IMPORTANTE

- Producto de un solo uso.
- No autoclavable.
- Conserve en un lugar fresco y seco.
- Diseñada para preservar la integridad de las muestras.
- Libre de RNasa, DNasa, pirógenos y BPA.

