



**LABOR
WASSER**
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



WHIRL-PAK®
Filtration Group®

FICHA TÉCNICA

B01402

BOLSA WHIRL-PAK®
4OZ (100ML) 7.5X18.5CM
C/FONDO PLANO
C/100 PZAS. NASCO

Bolsa Whirl-Pak® estéril, tipo Thio Stand-Up, diseñada para la recolección, transporte y almacenamiento de muestras líquidas, especialmente muestras de agua clorada, ya que contiene tiosulfato de sodio para neutralizar el cloro residual, preservando la muestra para análisis microbiológico.

Su formato Stand-Up permite que la bolsa se mantenga erguida sobre superficies planas, facilitando la manipulación y homogeneización.



MEDIDAS:

7.5 cm (ancho) x 18.5 cm (alto)
Capacidad: 4 oz (100 mL)

ESPECIFICACIONES

Código	B01402
Producto	Bolsa Whirl-Pak® 4 oz (100 mL) con fondo plano Thio Stand-Up
Capacidad	4 oz (100 mL)
Dimensiones	7.5 cm (ancho) x 18.5 cm (alto)
Fondo	Plano (autoportante) / Stand-Up
Aditivo	Tiosulfato de sodio
Material	Polietileno de baja densidad (LDPE) virgen
Espesor	4 mil (0.10 mm)
Esterilidad	Estéril (irradiación gamma)
Cierre	Alambre lateral + franja blanca para escritura
Presentación	Caja con 100 piezas
Uso	Recolección, transporte y almacenamiento de muestras líquidas, especialmente de agua clorada
Marca	Whirl-Pak®
Fabricante	Nasco Sampling / Filtration Group

APLICACIONES



Análisis
microbiológico



Muestreo de
agua clorada



Monitoreo ambiental
y plantas de tratamiento
de agua



Industria de
alimentos



Laboratorios y
laboratorio en campo



USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO. No apto para uso humano o consumo.



CONTIENE TIOSULFATO DE SODIO

Neutraliza el cloro
residual y preserva
la muestra

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



NEUTRALIZA EL CLORO RESIDUAL

Contiene tiosulfato de sodio que neutraliza el cloro residual, preservando la muestra para análisis microbiológico.



FORMATO STAND-UP

Fondo plano que permite que la bolsa se mantenga erguida sobre superficies planas para fácil manejo.



MATERIAL VIRGEN DE ALTA CALIDAD

Fabricada en polietileno de baja densidad (LDPE) virgen, brinda excelente resistencia y flexibilidad.



FRANJA BLANCA PARA ESCRITURA

Cuenta con área blanca ideal para identificar y registrar la información de la muestra.



IDEAL PARA MUESTRAS DE AGUA

Especialmente recomendada para muestras de agua clorada en análisis microbiológico.



PRESENTACIÓN PRÁCTICA

Caja con 100 piezas, ideal para laboratorios y trabajo en campo.



C. Laureles 62,
Jardines de Atizapán,
52978, Edo. Méx.



Tel: 5575751661
5575751662
5571602454
5571587031



ventas@laborwasserdemexico.com



www.laborwasserdemexico.com



Labor Wasser de México, SA de CV



@labor_wm