



**LABOR
WASSER**
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



WHIRL-PAK®
Filtration Group®

FICHA TÉCNICA

B01403

BOLSA WHIRL-PAK®

10.1 OZ (300 mL) C/FONDO PLANO

**11.5X23CM C/TIOSULFATO DE SODIO
C/100 PZAS. NASCO**

Bolsa Whirl-Pak® estéril, tipo Thio Stand-Up, diseñada para la recolección, transporte y almacenamiento de muestras líquidas, especialmente muestras de agua clorada, ya que contiene tiosulfato de sodio para neutralizar el cloro residual, preservando la muestra para análisis microbiológico.

Su formato Stand-Up permite que la bolsa se mantenga erguida sobre superficies planas, facilitando la manipulación y homogeneización.



MEDIDAS:

11.5 cm (ancho) x 23 cm (alto)
Capacidad: 10.1 oz (300 mL)

ESPECIFICACIONES

Código	B01403
Producto	Bolsa Whirl-Pak® 10.1 oz (300 mL) con fondo plano Thio Stand-Up
Capacidad	10.1 oz (300 mL)
Dimensiones	11.5 cm (ancho) x 23 cm (alto)
Fondo	Plano (autoportante) / Stand-Up
Aditivo	Tiosulfato de sodio
Material	Polietileno de baja densidad (LDPE) virgen
Espesor	4 mil (0,10 mm)
Esterilidad	Estéril (irradiación gamma)
Cierre	Alambre lateral + franja blanca para escritura
Presentación	Caja con 100 piezas
Uso	Recolección, transporte y almacenamiento de muestras líquidas, especialmente de agua clorada
Marca	Whirl-Pak®
Fabricante	Nasco Sampling / Filtration Group

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



NEUTRALIZA EL CLORO RESIDUAL

Contiene tiosulfato de sodio que neutraliza el cloro residual, preservando la muestra para análisis microbiológico.



FORMATO STAND-UP

Fondo plano que permite que la bolsa se mantenga erguida sobre superficies planas para fácil manejo.



MATERIAL VIRGEN DE ALTA CALIDAD

Fabricada en polietileno de baja densidad (LDPE) virgen, brinda excelente resistencia y flexibilidad.



FRANJA BLANCA PARA ESCRITURA

Cuenta con área blanca ideal para identificar y registrar la información de la muestra.



IDEAL PARA MUESTRAS DE AGUA

Especialmente recomendada para muestras de agua clorada en análisis microbiológico.



PRESENTACIÓN PRÁCTICA

Caja con 100 piezas, ideal para laboratorios y trabajo en campo.



**CONTIENE
TIOSULFATO
DE SODIO**

Neutraliza el cloro residual y preserva la muestra



Análisis microbiológico



Muestreo de agua clorada



Monitoreo ambiental y plantas de tratamiento de agua



Industria de alimentos



Laboratorios y trabajo en campo



C. Laureles 62,
Jardines de Atizapán,
52978, Edo. Méx.



Tel: 5575751661
5575751662
5571602454
5571587031



ventas@laborwasserdemexico.com



www.laborwasserdemexico.com



Labor Wasser de México, SA de CV



@labor_wm