



FICHA TÉCNICA

B01421

BOLSA WHIRL-PAK® 55OZ (1627ML) MEZCLADORA 19 X 30CM C/1000 PIEZAS NASCO

Bolsa Whirl-Pak® mezcladora estéril, diseñada para la mezcla, homogeneización y preparación de muestras en análisis microbiológico, ambiental y de alimentos. Su tamaño y resistencia la hacen compatible con homogeneizadores tipo Stomacher® y equipos similares, permitiendo un procesamiento eficiente y seguro de las muestras.



MEDIDAS:
19 cm (ancho) x 30 cm (alto)
Capacidad: 55 oz (1627 mL)



IDEAL PARA
HOMOGENEIZADORES
TIPO STOMACHER®
Y EQUIPOS
SIMILARES

ESPECIFICACIONES

Código	B01421
Producto	Bolsa Whirl-Pak® 55 oz (1627 mL) mezcladora
Capacidad	55 oz (1627 mL)
Dimensiones	19 cm (ancho) x 30 cm (alto)
Tipo	Mezcladora
Aplicación	Mezcla, homogeneización y preparación de muestras
Compatibilidad	Homogeneizadores tipo Stomacher® y equipos similares
Material	Polietileno de baja densidad (LDPE) virgen
Espesor	4 mil (0.10 mm)
Esterilidad	Estéril (irradiación gamma)
Cierre	Sellado térmico hermético
Fondo	Plano
Presentación	Caja con 1000 piezas
Uso	Análisis microbiológico, ambiental, alimentos y control de calidad
Marca	Whirl-Pak®
Fabricante	Nasco Sampling / Filtration Group

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



DISEÑO MEZCLADORA
Tamaño y resistencia ideales para la mezcla y homogeneización de muestras en equipos tipo Stomacher®.



ESTÉRIL
Esterilizada por irradiación gamma para garantizar la integridad y confiabilidad de la muestra.



MATERIAL VIRGEN DE ALTA CALIDAD
Fabricada en polietileno de baja densidad (LDPE) virgen, ofrece alta resistencia, flexibilidad y durabilidad.



SELLADO HERMÉTICO
Sellado térmico que evita fugas y asegura un procesamiento seguro de las muestras.



IMPRESA PARA ESCRITURA (SEGÚN REFERENCIA)
Área blanca para identificación y registro de la información de la muestra.



PRESENTACIÓN ECONÓMICA
Caja con 1000 piezas, ideal para laboratorios de alto volumen de trabajo.

APLICACIONES



Análisis microbiológico



Monitoreo ambiental



Industria de alimentos



Industria pecuaria



Control de calidad



Laboratorios en general

USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO. No apto para uso humano o consumo.