



FICHA TÉCNICA

B01422

BOLSA WHIRL-PAK®
18OZ (532ML) 11.5 X 23 CM
C/ESPONJA PRE-HUMEDECIDA
C/100 PIEZAS NASCO

Bolsa Whirl-Pak® estéril equipada con esponja pre- humedecida, diseñada para el muestreo microbiológico de superficies en industrias alimentarias, farmacéuticas, cosméticas y ambientes controlados. Permite una recolección eficiente de microorganismos sin necesidad de preparar soluciones adicionales en campo.



MEDIDAS:
11.5 cm (ancho) x 23 cm (alto)
Capacidad: 18 oz (532 mL)

ESPECIFICACIONES

Código	B01422
Producto	Bolsa Whirl-Pak® 18 oz (532 mL) c/esponja pre-humedecida
Capacidad	18 oz (532 mL)
Dimensiones	11.5 cm (ancho) x 23 cm (alto)
Esponja	Esponja de celulosa pre-humedecida con solución neutralizante
Tipo	Bolsa para muestreo de superficies
Material de la bolsa	Polietileno de baja densidad (LDPE) virgen
Espesor	4 mil (0.10 mm)
Esterilidad	Estéril (irradiación gamma)
Cierre	Alambre lateral + cinta amarilla para cierre
Franja para escritura	Sí, color blanco
Presentación	Caja con 100 piezas
Uso	Muestreo microbiológico de superficies
Aplicación	Industrias alimentarias, farmacéuticas, cosméticas y ambientes controlados
Marca	Whirl-Pak®
Fabricante	Nasco Sampling / Filtration Group

APLICACIONES



Industria de alimentos



Industria farmacéutica



Industria cosmética



Ambientes controlados



Programas de higiene y sanidad



Muestreo microbiológico de superficies

USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO. No apto para uso humano o consumo.

