



**LABOR
WASSER**
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA

B01423

BOLSA WHIRL-PAK® 18OZ (532ML) 11.5X23CM C/ESPONJA HIDRATADA Y GUAENTE ESTÉRIL C/100 PZAS. NASCO

Bolsa Whirl-Pak® estéril que incluye esponja prehidratada y guante estéril, diseñada para el muestreo microbiológico de superficies en ambientes donde se requiere un alto control de higiene y asepsia. Este kit facilita el muestreo directo, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada y mejorando la reproducibilidad de los resultados.



MEDIDAS:

11.5 cm (ancho) x 23 cm (alto)
Capacidad: 18 oz (532 mL)

ESPECIFICACIONES

Código	B01423
Producto	Bolsa Whirl-Pak® 18 oz (532 mL) c/esponja hidratada y guante estéril
Capacidad	18 oz (532 mL)
Dimensiones	11.5 cm (ancho) x 23 cm (alto)
Esponja	Esponja de celulosa prehidratada con solución neutralizante
Guante	Guante estéril empacado individualmente
Tipo	Bolsa para muestreo de superficies
Material de la bolsa	Polietileno de baja densidad (LDPE) virgen
Espesor	4 mil (0.10 mm)
Esterilidad	Estéril (irradiación gamma)
Cierre	Alambre lateral + cinta amarilla para cierre
Franja para escritura	Sí, color blanco
Presentación	Caja con 100 piezas
Uso	Muestreo microbiológico de superficies
Aplicación	Industrias alimentarias, farmacéuticas, cosméticas y ambientes controlados
Marca	Whirl-Pak®
Fabricante	Nasco Sampling / Filtration Group

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



ESPONJA HIDRATADA

Esponja de celulosa prehidratada con solución neutralizante, lista para usar en campo.



GUANTE ESTÉRIL INCLUIDO

Incluye guante estéril empacado individualmente para mayor asepsia y protección.



ESTÉRIL

Esterilizada por irradiación gamma para garantizar la integridad y confiabilidad de la muestra.



MATERIAL VIRGEN DE ALTA CALIDAD

Fabricada en polietileno de baja densidad (LDPE) virgen, ofrece alta resistencia, flexibilidad y durabilidad.



FRANJA BLANCA PARA ESCRITURA

Área blanca para identificar y registrar la información de la muestra.



CIERRE SEGURO

Alambre lateral y cinta amarilla Whirl-Pak® que aseguran un sellado hermético.



FÁCIL Y PRÁCTICA DE USAR

Permite un muestreo rápido y eficiente sin necesidad de preparar soluciones adicionales en campo.



PRESENTACIÓN ECONÓMICA

Caja con 100 piezas, ideal para laboratorios y programas de monitoreo de superficies.



APLICACIONES



Industria de
alimentos



Industria
farmacéutica



Industria
cosmética



Ambientes
controlados



Programas de higiene
y sanidad



Muestreo microbiológico
de superficies

USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO. No apto para uso humano o consumo.



C. Laureles 62,
Jardines de Atizapán,
52978, Edo. México



Tel: 5575751661
5575751662
5571602454
5571202031



ventas@laborwasserdemexico.com
www.laborwasserdemexico.com



Labor Wassser de México, SA de CV



@labor_wm