



FICHA TÉCNICA

B01445

BOLSA WHIRL-PAK®
92OZ (2721 ML) 25.4 X 38 CM
C/AREA P/ESCRITURA
ALAMBRE PLANO
C/250 PZAS. NASCO

Bolsa Whirl-Pak® estándar estéril, diseñada para la recolección, transporte y almacenamiento de muestras líquidas o semisólidas de gran volumen, con área específica para escritura, lo que facilita la identificación y registro de información de la muestra directamente en la bolsa. Ideal para laboratorios, control de calidad y monitoreo ambiental.

MEDIDAS:
25.4 cm (ancho) x 38 cm (alto)
Capacidad: 92 oz (2721 mL)

ESPECIFICACIONES	
Código	B01445
Producto	Bolsa Whirl-Pak® 92 oz (2721 mL) con área para escritura y alambre plano
Capacidad	92 oz (2721 mL)
Dimensiones	25.4 cm (ancho) x 38 cm (alto)
Área para escritura	Sí, franja blanca
Tipo	Bolsa para muestreo de líquidos y semisólidos
Material de la bolsa	Polietileno de baja densidad (LDPE) virgen
Espesor	4 mil (0.10 mm)
Esterilidad	Estéril (irradiación gamma)
Cierre	Alambre plano + cinta amarilla para cierre
Presentación	Caja con 250 piezas
Uso	Muestreo y almacenamiento de muestras líquidas o semisólidas
Aplicación	Laboratorios, control de calidad, monitoreo ambiental, industria alimentaria, farmacéutica, química, entre otras
Marca	Whirl-Pak®
Fabricante	Nasco Sampling / Filtration Group

APLICACIONES



Laboratorios



Control de calidad



Monitoreo ambiental



Industria alimentaria



Industria farmacéutica



Industria química

USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO. No apto para uso humano o consumo.

WHIRL-PAK. Nasco WHIRL-PAK. Nasco WHIRL-PAK.



ÁREA PARA
ESCRITURA

Para identificación y
registro de la muestra



CIERRE CON
ALAMBRE PLANO

Asegura un sellado
hermético

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



ÁREA PARA ESCRITURA

Franja blanca que permite identificar y registrar información directamente en la bolsa.



CIERRE CON ALAMBRE PLANO

Alambre plano y cinta amarilla Whirl-Pak® que aseguran un sellado hermético y confiable.



GRAN CAPACIDAD

Capacidad de 92 oz (2721 mL), ideal para el manejo de muestras de gran volumen.



ESTÉRIL

Esterilizada por irradiación gamma para garantizar la integridad y confiabilidad de la muestra.



MATERIAL VIRGEN DE ALTA CALIDAD

Fabricada en polietileno de baja densidad (LDPE) virgen, ofrece alta resistencia, flexibilidad y durabilidad.



FÁCIL DE USAR

Diseño práctico para una apertura rápida y manejo eficiente de la muestra.



PRESENTACIÓN ECONÓMICA

Caja con 250 piezas, ideal para laboratorios y programas de monitoreo que requieren grandes volúmenes.