



**BOLSA WHIRL-PAK®**  
**123 OZ (3637 mL)**  
**25.4 X 50.8 CM**  
**ESTERIL C/250 PZAS.**  
**NASCO**

**B01446**

Bolsa Whirl-Pak® estándar estéril, diseñada para la recolección, transporte y almacenamiento de muestras líquidas o semisólidas de gran volumen, con área específica para escritura, lo que facilita la identificación y registro de información de la muestra directamente en la bolsa. Ideal para laboratorios, control de calidad y monitoreo ambiental.



**ÁREA PARA ESCRITURA**

Franja blanca para escritura que permite identificar y registrar fácilmente la información de la muestra.



**ESTÉRIL Y SEGURA**

Bolsa estéril lista para su uso, que garantiza la integridad de la muestra y reduce el riesgo de contaminación.



**GRAN CAPACIDAD**

Capacidad de 123 oz (3637 mL), ideal para muestras de gran volumen.



**RESISTENTE Y CONFIABLE**

Fabricada en polietileno virgen de alta calidad, resistente a perforaciones y fugas.



**AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA**

Apta para temperaturas de hasta 82 °C y congelación hasta -210 °C.




**USO VERSÁTIL**

Ideal para laboratorios, control de calidad, monitoreo ambiental, industrias alimentaria, farmacéutica y más.



**MEDIDAS:**  
**25.4 x 50.8 cm**



**★ APLICACIONES**

- ✓ Muestreo ambiental
- ✓ Control de calidad
- ✓ Aguas superficiales y residuales
- ✓ Industrias alimentaria y de bebidas
- ✓ Laboratorios clínicos y de investigación
- ✓ Industria farmacéutica
- ✓ Monitoreo y análisis de procesos

**⚠ IMPORTANTE**

- Producto estéril, listo para su uso.
- No autoclavar la bolsa.
- No exponer directamente a calor seco.
- Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.

**⚙ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Código:             | B01446                                                                      |
| Producto:           | Bolsa Whirl-Pak® Estéril                                                    |
| Capacidad:          | 123 oz (3637 mL)                                                            |
| Medidas:            | 25.4 x 50.8 cm                                                              |
| Material:           | Polietileno virgen de baja densidad                                         |
| Esterilidad:        | Estéril (óxido de etileno)                                                  |
| Área de escritura:  | Sí                                                                          |
| Tipo de cierre:     | Alambre plano con pestañas                                                  |
| Temperatura máxima: | 82 °C                                                                       |
| Temperatura mínima: | -210 °C (congelación)                                                       |
| Presentación:       | Caja con 250 piezas                                                         |
| Uso recomendado:    | Muestreo microbiológico, ambiental, alimentos, bebidas y control de calidad |

