



**LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.**
Conectando el futuro con el presente



BOLSA WHIRL-PAK®
184 OZ (5441 mL)
38 X 50.8 CM
C/AREA DE ESCRITURA
ALAMBRE PLANO
C/100 PIEZAS NASCO

B01447

Bolsa Whirl-Pak® estándar estéril, diseñada para la recolección, transporte y almacenamiento de muestras líquidas o semisólidas de gran volumen, con área específica para escritura, lo que facilita la identificación y registro de información de la muestra directamente en la bolsa. Ideal para laboratorios, control de calidad y monitoreo ambiental.



ÁREA DE ESCRITURA

Franja blanca para escritura que permite identificar y registrar fácilmente la información de la muestra.



ESTÉRIL Y SEGURA

Bolsa estéril lista para su uso, que garantiza la integridad de la muestra y reduce el riesgo de contaminación.



GRAN CAPACIDAD

Capacidad de 184 oz (5441 mL), ideal para muestras de gran volumen.



RESISTENTE Y CONFIABLE

Fabricada en polietileno virgen de alta calidad, resistente a perforaciones y fugas.



AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA

Apta para temperaturas de hasta 82 °C y congelación hasta -210 °C.




USO VERSÁTIL

Ideal para laboratorios, control de calidad, monitoreo ambiental, industrias alimentaria, farmacéutica y más.



CAPACIDAD
5441 mL
(184 oz)

MEDIDAS:
38 x 50.8 cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código:	B01447
Producto:	Bolsa Whirl-Pak® Estéril con área de escritura
Capacidad:	184 oz (5441 mL)
Medidas:	38 x 50.8 cm
Material:	Polietileno virgen de baja densidad
Esterilidad:	Estéril (óxido de etileno)
Área de escritura:	Sí
Tipo de cierre:	Alambre plano con pestañas
Temperatura máxima:	82 °C
Temperatura mínima:	-210 °C (congelación)
Presentación:	Caja con 100 piezas
Uso recomendado:	Muestreo microbiológico, ambiental, alimentos, bebidas y control de calidad

APLICACIONES

- ✓ Muestreo ambiental
- ✓ Control de calidad
- ✓ Aguas superficiales y residuales
- ✓ Industrias alimentaria y de bebidas
- ✓ Laboratorios clínicos y de investigación
- ✓ Industria farmacéutica
- ✓ Monitoreo y análisis de procesos

IMPORTANTE

- Producto estéril, listo para su uso.
- No autoclavar la bolsa.
- No exponer directamente a calor seco.
- Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.



55 7575 1661 | 55 7575 1661
55 7575 2454 | 55 7158 7031



ventas@laborwasserdemexico.com
www.laborwasserdemexico.com



C. Laureles 62, Jardines de Atizapán,
52978, Edo. Méx.



Labor Wasser de México, SA de CV



@labor_wm

Conectando el futuro con el presente