



**BOLSA WHIRL-PAK®**  
**36 OZ (1065 mL)**  
**12.5 X 38 CM**  
**STAND-UP**  
**C/250 PIEZAS NASCO**

**B01449**

Bolsa Whirl-Pak® Stand-Up estéril, diseñada para mantenerse de pie por sí sola una vez abierta, facilitando el llenado, manipulación y procesamiento de muestras sin necesidad de soporte adicional. Ideal para análisis microbiológico, ambiental y de alimentos. Más eficiente que las botellas: ahorro de tiempo, costes, espacio y reducción de residuos plásticos.



**DISEÑO STAND-UP**

Se mantiene de pie por sí sola una vez abierta, lo que facilita el llenado y procesamiento de muestras sin soporte adicional.



**ESTÉRIL Y SEGURA**

Bolsa estéril lista para su uso, que garantiza la integridad de la muestra y reduce el riesgo de contaminación.



**ÁREA PARA ESCRITURA**

Franja blanca para escritura que permite identificar y registrar fácilmente la información de la muestra.



**GRAN CAPACIDAD**

Capacidad de 36 oz (1065 mL), ideal para muestras de volumen medio.



**RESISTENTE Y CONFIABLE**

Fabricada en polietileno virgen de alta calidad, resistente a perforaciones y fugas.



**AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA**

Apta para temperaturas de hasta 82 °C y congelación hasta -210 °C.



**USO VERSÁTIL**

Ideal para análisis microbiológico, ambiental, control de calidad, laboratorios y procesamiento de alimentos.



**MEDIDAS:**  
**12.5 x 38 cm**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Código:             | B01449                                                             |
| Producto:           | Bolsa Whirl-Pak® Stand-Up Estéril                                  |
| Capacidad:          | 36 oz (1065 mL)                                                    |
| Medidas:            | 12.5 x 38 cm                                                       |
| Material:           | Polietileno virgen de baja densidad                                |
| Esterilidad:        | Estéril (óxido de etileno)                                         |
| Área de escritura:  | Si                                                                 |
| Tipo de cierre:     | Alambre plano con pestañas                                         |
| Temperatura máxima: | 82 °C                                                              |
| Temperatura mínima: | -210 °C (congelación)                                              |
| Presentación:       | Caja con 250 piezas                                                |
| Uso recomendado:    | Análisis microbiológico, ambiental, control de calidad y alimentos |



**APLICACIONES**

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| ✓ Análisis microbiológico | ✓ Aguas superficiales y residuales |
| ✓ Muestreo ambiental      | ✓ Laboratorios de investigación    |
| ✓ Control de calidad      | ✓ Procesamiento de muestras        |
| ✓ Industria alimentaria   | ✓ Monitoreo y análisis             |



**IMPORTANTE**

- Producto estéril, listo para su uso.
- No autoclavar la bolsa.
- No exponer directamente a calor seco.
- Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.

