



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Conectando el futuro con el presente



BOLSA WHIRL-PAK®
42 OZ (1242 mL)
15 X 38 CM
STAND-UP
C/250 PIEZAS NASCO

B01450

Bolsa Whirl-Pak® Stand-Up estéril, diseñada para mantenerse de pie por sí sola una vez abierta, facilitando el llenado, manipulación y procesamiento de muestras sin necesidad de soporte adicional. Ideal para análisis microbiológico, ambiental y de alimentos. Más eficiente que las botellas: ahorro de tiempo, costes, espacio y reducción de residuos plásticos.



DISEÑO STAND-UP

Se mantiene de pie por sí sola una vez abierta, lo que facilita el llenado y procesamiento de muestras sin soporte adicional.



ESTÉRIL Y SEGURA

Bolsa estéril lista para su uso, que garantiza la integridad de la muestra y reduce el riesgo de contaminación.



ÁREA PARA ESCRITURA

Franja blanca para escritura que permite identificar y registrar fácilmente la información de la muestra.



GRAN CAPACIDAD

Capacidad de 42 oz (1242 mL), ideal para muestras de volumen medio.



RESISTENTE Y CONFIABLE

Fabricada en polietileno virgen de alta calidad, resistente a perforaciones y fugas.



AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA

Apta para temperaturas de hasta 82 °C y congelación hasta -210 °C.



USO VERSÁTIL

Ideal para análisis microbiológico, ambiental, control de calidad, laboratorios y procesamiento de alimentos.



MEDIDAS:
15 x 38 cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código:	B01450
Producto:	Bolsa Whirl-Pak® Stand-Up Estéril
Capacidad:	42 oz (1242 mL)
Medidas:	15 x 38 cm
Tipo:	Stand-Up
Material:	Polietileno virgen
Espesor:	2.5 mil
Esterilización:	Gamma
Área de escritura:	Sí
Tipo de cierre:	Alambre redondo con pestañas
Temperatura:	-210 °C a 82 °C
Presentación:	Caja con 250 bolsas

★ APLICACIONES

- ✓ Microbiología
- ✓ Industria alimentaria
- ✓ Muestreo ambiental
- ✓ Plantas de tratamiento de agua
- ✓ Control de calidad
- ✓ Laboratorios de investigación
- ✓ Farmacéutica
- ✓ Universidades

⚠ IMPORTANTE

- Producto de un solo uso.
- No autoclavable.
- Conservar en lugar fresco y seco.
- Diseñada para preservar la integridad de la muestra.



55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



ventas@laborwasserdemexico.com
www.laborwasserdemexico.com



@labor_wm



C. Laureles 62, Jardines de Atizapán,
52978, Edo. Méx.

Labor Wasser de México, SA de CV

Conectando el futuro con el presente