



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Conectando el futuro con el presente



WHIRL-PAK®
Filtration Group®

BOLSA WHIRL-PAK®
69 OZ (2041 mL)
19 X 38 CM
C/FONDO PLANO
C/250 PIEZAS NASCO

B01451

Bolsa Whirl-Pak® Stand-Up estéril, diseñada para mantenerse de pie por sí sola una vez abierta, facilitando el llenado, manipulación y procesamiento de muestras sin necesidad de soporte adicional. Ideal para análisis microbiológico, ambiental y de alimentos. Más eficiente que las botellas: ahorro de tiempo, costes, espacio y reducción de residuos plásticos.



DISEÑO STAND-UP

Se mantiene de pie por sí sola una vez abierta, lo que facilita el llenado y procesamiento de muestras sin soporte adicional.



ESTÉRIL Y SEGURA

Bolsa estéril lista para su uso, que garantiza la integridad de la muestra y reduce el riesgo de contaminación.



ÁREA PARA ESCRITURA

Franja blanca para escritura que permite identificar y registrar fácilmente la información de la muestra.



GRAN CAPACIDAD

Capacidad de 69 oz (2041 mL), ideal para muestras de gran volumen.



RESISTENTE Y CONFIABLE

Fabricada en polietileno virgen de alta calidad, resistente a perforaciones y fugas.



AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA

Apta para temperaturas de hasta 82 °C y congelación hasta -210 °C.




USO VERSÁTIL

Ideal para análisis microbiológico, ambiental, control de calidad, laboratorios y procesamiento de alimentos.



MEDIDAS:
19 x 38 cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código:	B01451
Producto:	Bolsa Whirl-Pak® Stand-Up Estéril con Fondo Plano
Capacidad:	69 oz (2041 mL)
Medidas:	19 x 38 cm
Fondo:	Plano (autosoportante)
Material:	Polietileno virgen de baja densidad
Esterilidad:	Estéril (óxido de etileno)
Área de escritura:	Sí
Tipo de cierre:	Alambre plano con pestañas
Temperatura máxima:	82 °C
Temperatura mínima:	-210 °C (congelación)
Presentación:	Caja con 250 piezas
Uso recomendado:	Análisis microbiológico, ambiental, control de calidad y alimentos

★ APLICACIONES

- ✓ Análisis microbiológico
- ✓ Muestreo ambiental
- ✓ Control de calidad
- ✓ Industria alimentaria
- ✓ Aguas superficiales y residuales
- ✓ Laboratorios de investigación
- ✓ Procesamiento de muestras
- ✓ Monitoreo y análisis

⚠ IMPORTANTE

- Producto estéril, listo para su uso.
- No autoclavar la bolsa.
- No exponer directamente a calor seco.
- Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.