



FICHA TÉCNICA

B01491

BOLSA WHIRL-PAK®
27OZ (798ML) 12.5 X 30.5 CM
C/AREA P/ESCRITURA
C/500 PZAS. NASCO

Bolsa Whirl-Pak® estándar estéril, diseñada para la recolección, transporte y almacenamiento de muestras líquidas o semisólidas de gran volumen, con área específica para escritura, lo que facilita la identificación y registro de información de la muestra directamente en la bolsa. Ideal para laboratorios, control de calidad y monitoreo ambiental.

MEDIDAS:

12.5 cm (ancho) x 30.5 cm (alto)

Capacidad: 27 oz (798 mL)

ESPECIFICACIONES	
Código	B01491
Producto	Bolsa Whirl-Pak® 27 oz (798 mL) c/área para escritura
Capacidad	27 oz (798 mL)
Dimensiones	12.5 cm (ancho) x 30.5 cm (alto)
Área para escritura	Sí, franja blanca
Tipo	Bolsa para muestreo de líquidos y semisólidos
Material de la bolsa	Polietileno de baja densidad (LDPE) virgen
Espesor	4 mil (0.10 mm)
Esterilidad	Estéril (irradiación gamma)
Cierre	Alambre plano + cinta amarilla para cierre
Presentación	Caja con 500 piezas
Uso	Muestreo y almacenamiento de muestras líquidas o semisólidas
Aplicación	Laboratorios, control de calidad, monitoreo ambiental, industria alimentaria, farmacéutica, química, entre otras
Marca	Whirl-Pak®
Fabricante	Nasco Sampling / Filtration Group

APLICACIONES

Laboratorios

Control de calidad

Monitoreo ambiental

Industria alimentaria

Industria farmacéutica

Industria química



ÁREA PARA ESCRITURA

Para identificación y registro de la muestra

CIERRE CON ALAMBRE PLANO

Asegura un sellado hermético

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

ÁREA PARA ESCRITURA

Franja blanca que permite identificar y registrar información directamente en la bolsa.

CIERRE CON ALAMBRE PLANO

Alambre plano y cinta amarilla Whirl-Pak® que aseguran un sellado hermético y confiable.

GRAN CAPACIDAD

Capacidad de 27 oz (798 mL), ideal para muestras de mayor volumen.

ESTÉRIL

Esterilizada por irradiación gamma para garantizar la integridad y confiabilidad de la muestra.

MATERIAL VIRGEN DE ALTA CALIDAD

Fabricada en polietileno de baja densidad (LDPE) virgen, ofrece alta resistencia, flexibilidad y durabilidad.

FÁCIL DE USAR

Diseño práctico para una apertura rápida y manejo eficiente de la muestra.

PRESENTACIÓN ECONÓMICA

Caja con 500 piezas, ideal para laboratorios y programas de monitoreo que requieren grandes volúmenes.

USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO. No apto para uso humano o consumo.