



FICHA TÉCNICA

B01515

BOLSA WHIRL-PAK®
69OZ (2041ML) 19 X 38 CM
C/AREA P/ESCRITURA
C/500 PZAS. NASCO

Bolsa Whirl-Pak® estándar estéril, diseñada para la recolección, transporte y almacenamiento de muestras líquidas o semisólidas de gran volumen, con área específica para escritura, lo que facilita la identificación y registro de información de la muestra directamente en la bolsa. Ideal para laboratorios, control de calidad y monitoreo ambiental.



MEDIDAS:

19 cm (ancho) x 38 cm (alto)
Capacidad: 69 oz (2041 mL)

ESPECIFICACIONES

Código	B01515
Producto	Bolsa Whirl-Pak® 69 oz (2041 mL) c/área para escritura
Capacidad	69 oz (2041 mL)
Dimensiones	19 cm (ancho) x 38 cm (alto)
Área para escritura	Sí, franja blanca
Tipo	Bolsa para muestreo de líquidos y semisólidos
Material de la bolsa	Polietileno de baja densidad (LDPE) virgen
Espesor	4 mil (0.10 mm)
Esterilidad	Estéril (irradiación gamma)
Cierre	Alambre plano + cinta amarilla para cierre
Presentación	Caja con 500 piezas
Uso	Muestreo y almacenamiento de muestras líquidas o semisólidas
Aplicación	Laboratorios, control de calidad, monitoreo ambiental, industria alimentaria, farmacéutica, química, entre otras
Marca	Whirl-Pak®
Fabricante	Nasco Sampling / Filtration Group

APLICACIONES



Laboratorios



Control de calidad



Monitoreo ambiental



Industria alimentaria



Industria farmacéutica



Industria química

USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO. No apto para uso humano o consumo.

Nasco WHIRL-PAK. Nasco WHIRL-PAK. Nasco



ÁREA PARA ESCRITURA

Para identificación y registro de la muestra



CIERRE CON ALAMBRE PLANO

Asegura un sellado hermético

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



ÁREA PARA ESCRITURA

Franja blanca que permite identificar y registrar información directamente en la bolsa.



CIERRE CON ALAMBRE PLANO

Alambre plano y cinta amarilla Whirl-Pak® que aseguran un sellado hermético y confiable.



GRAN CAPACIDAD

Capacidad de 69 oz (2041 mL), ideal para muestras de gran volumen.



ESTÉRIL

Esterilizada por irradiación gamma para garantizar la integridad y confiabilidad de la muestra.



MATERIAL VIRGEN DE ALTA CALIDAD

Fabricada en polietileno de baja densidad (LDPE) virgen, ofrece alta resistencia, flexibilidad y durabilidad.



FÁCIL DE USAR

Diseño práctico para una apertura rápida y manejo eficiente de la muestra.



PRESENTACIÓN ECONÓMICA

Caja con 500 piezas, ideal para laboratorios y programas de monitores que requieren grandes volúmenes.