



BOLSA WHIRL-PAK®
55 OZ (1627 mL)
ESTÁNDAR DE POLIETILENO
19 X 30 CM
C/500 PIEZAS NASCO

B01532

Las bolsas de muestreo esterilizadas estándar Whirl-Pak® proporcionan un contenedor flexible, seguro y libre de contaminantes que garantiza resultados de análisis fiables. Puede confiar en los productos Whirl-Pak® como una forma probada, económica y eficiente de recolectar, almacenar y transportar muestras.



SEGURAS Y CONFIABLES

Esterilizadas y libres de contaminantes para resultados de análisis precisos y fiables.



FLEXIBLES Y RESISTENTES

Fabricadas en polietileno virgen de alta calidad que brinda mayor resistencia y durabilidad.



CIERRE HERMÉTICO

Cinta de cierre Whirl-Pak® que asegura un sellado firme y a prueba de fugas.



LIBRES DE CONTAMINANTES

Libres de RNasa, DNasa, pirógenos y BPA.



ECONÓMICAS Y EFICIENTES

Solución comprobada para la recolección, almacenamiento y transporte de muestras.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código:	B01532
Producto:	Bolsa Whirl-Pak® Estándar de Polietileno
Capacidad:	55 oz (1627 mL)
Medidas:	19 x 30 cm
Material:	Polietileno virgen
Espesor:	2.7 mil
Cierre:	Cinta Whirl-Pak®
Esterilización:	Gamma
Tipo de bolsa:	Estándar
Color:	Transparente
Presentación:	Caja con 500 piezas
Uso recomendado:	Recolección, almacenamiento y transporte de muestras



MEDIDAS:

19 x 30 cm



☆ APLICACIONES

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ✓ Análisis microbiológico | ✓ Control de calidad |
| ✓ Monitoreo ambiental | ✓ Investigación científica |
| ✓ Industria alimentaria | ✓ Tratamiento de aguas |
| ✓ Laboratorios clínicos | ✓ Muestreo en campo |

⚠ IMPORTANTE

- Producto de un solo uso.
- No autoclavable.
- Conservar en lugar fresco y seco.
- Para preservar la integridad de la muestra.