



BOLSA USDA WHIRL-PAK®
24 OZ (710 mL)
15 X 23 CM
C/LÍNEA DE LLENADO
C/500 PIEZAS NASCO

B01538

Diseñada a medida para el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), la bolsa esterilizada Whirl-Pak® USDA establece el estándar para las muestras recolectadas en la industria alimentaria y láctea.

Facilita enormemente la manipulación y el análisis de muestras gracias a la línea de llenado del USDA que indica el nivel mínimo aprobado. La tira blanca sobre la que se puede escribir simplifica y agiliza la identificación de las muestras.



DISEÑADA PARA USDA

Cumple con los estándares para muestreo en la industria alimentaria y láctea.



LÍNEA DE LLENADO USDA

Indica el nivel mínimo aprobado para resultados confiables.



ÁREA DE ESCRITURA

Tira blanca para identificación y registro de muestras.



SEGURA Y CONFIABLE

Esterilizada y libre de contaminantes para análisis precisos.




FÁCIL MANIPULACIÓN

Diseñada para un manejo ágil y eficiente de las muestras.



MEDIDAS:
15 x 23 cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código:	B01538
Producto:	Bolsa USDA Whirl-Pak®
Capacidad:	24 oz (710 mL)
Medidas:	15 x 23 cm
Línea de llenado:	USDA (nivel mínimo aprobado)
Área de escritura:	Tira blanca
Material:	Polietileno virgen
Espesor:	3.0 mil
Cierre:	UP BAG - Cinta Whirl-Pak®
Estéril:	Sí
Presentación:	Caja con 500 piezas
Uso recomendado:	Muestreo y análisis en la industria alimentaria y láctea

★ APLICACIONES

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">✓ Muestreo de alimentos✓ Muestreo de lácteos✓ Procesamiento de alimentos✓ Control de calidad | <ul style="list-style-type: none">✓ Análisis microbiológico✓ Industria cárnica y avícola✓ Investigación científica✓ Uso en campo y laboratorio |
|---|---|

⚠ IMPORTANTE

- Producto de un solo uso.
- No autoclavable.
- Conservar en lugar fresco y seco.
- Para preservar la integridad de la muestra.