



BOLSA WHIRL-PAK®

138OZ (4080ML)

38 X 38 CM

VERTICAL ESTERIL

C/100 PZAS. NASCO

B01542

Bolsa Whirl-Pak® vertical estéril, diseñada para la recolección, transporte y almacenamiento de muestras de gran volumen en análisis microbiológico, ambiental y de alimentos.

Su diseño vertical facilita el llenado y manejo de muestras voluminosas, manteniendo la integridad de la muestra y evitando contaminación externa.



GRAN CAPACIDAD

Ideal para la recolección de muestras de gran volumen.



ESTÉRIL Y CONFIABLE

Esterilizada y libre de contaminantes para análisis precisos.



DISEÑO VERTICAL

Facilita el llenado, manejo y transporte de muestras voluminosas.



ÁREA DE ESCRITURA

Franja blanca para identificación y registro de la muestra.



CIERRE HERMÉTICO

Cinta de cierre Whirl-Pak® que asegura un sello firme y a prueba de fugas.



LIBRE DE CONTAMINANTES

Libres de RNasa, DNasa, pirógenos y BPA.




FÁCIL MANIPULACIÓN

Material resistente y flexible para un manejo seguro y eficiente.



MEDIDAS:
38 x 38 cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código:	B01542
Producto:	Bolsa Whirl-Pak®
Capacidad:	138 oz (4080 mL)
Medidas:	38 x 38 cm
Tipo:	Vertical
Esterilización:	Estéril
Material:	Polietileno virgen
Cierre:	Cinta Whirl-Pak®
Espesor:	3.0 mil
Presentación:	Caja con 100 piezas
Uso recomendado:	Muestreo y análisis microbiológico, ambiental y de alimentos

★ APLICACIONES

- ✓ Análisis microbiológico
- ✓ Monitoreo ambiental
- ✓ Industria alimentaria
- ✓ Lácteos y bebidas
- ✓ Control de calidad
- ✓ Investigación científica
- ✓ Muestreo de aguas
- ✓ Uso en campo y laboratorio

⚠ IMPORTANTE

- Producto de un solo uso.
- No autoclavable.
- Conservar en lugar fresco y seco.
- Para preservar la integridad de la muestra.

