

BOLSA WHIRL-PAK®

55OZ (1627ML)

19 X 30 CM

SIN CIERRE

C/250 PZAS. NASCO

B01547

Bolsa Whirl-Pak estéril, diseñada específicamente para uso con homogeneizadores tipo Stomacher u otros equipos de laboratorio, permitiendo la homogenización de muestras sólidas, semisólidas o líquidas de gran volumen.

Ideal para la preparación de muestras para análisis microbiológico o control de calidad.



ESTÉRIL Y SEGURA

Esterilizada y libre de contaminantes para resultados confiables.



IDEAL PARA HOMOGENEIZACIÓN

Diseñada para uso con homogeneizadores tipo Stomacher.



MAYOR CAPACIDAD

Gran volumen para el procesamiento de muestras sólidas, semisólidas o líquidas.



LIBRE DE CONTAMINANTES

Libres de RNasa, DNasa, pirógenos y BPA.



SIN CIERRE

Diseño abierto que facilita el llenado y la homogenización.



FÁCIL MANIPULACIÓN

Material resistente y flexible que permite un manejo seguro y eficiente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código:	B01547
Producto:	Bolsa Whirl-Pak®
Capacidad:	55 oz (1627 mL)
Medidas:	19 x 30 cm
Tipo:	Sin cierre
Esterilización:	Estéril
Material:	Polietileno virgen
Cierre:	Sin cierre
Espesor:	2.5 mil
Presentación:	Caja con 250 piezas
Uso recomendado:	Homogeneización de muestras en equipos Stomacher, análisis microbiológico y control de calidad.

★ APLICACIONES

- ✓ Laboratorios de microbiología
- ✓ Control de calidad
- ✓ Industria alimentaria
- ✓ Farmacéutica
- ✓ Análisis de aguas
- ✓ Investigación científica
- ✓ Uso con homogeneizadores
- ✓ Tipo Stomacher

⚠ IMPORTANTE

- Producto de un solo uso.
- No autoclave.
- Conservar en lugar fresco y seco.
- Para preservar la integridad de la muestra.