

FICHA TÉCNICA

B01558

BOLSA WHIRL-PAK 55OZ (1627ML)
19 X 30 CM ESTERIL OSCURA
P/MATERIAL FOTOSENSIBLE
C/500 PIEZAS NASCO

La bolsa esterilizada negra de Whirl-Pak ofrece la máxima protección en comparación con todas las demás bolsas opacas del mercado. Con pestañas de cierre seguro integradas, nuestras bolsas negras son ideales para el envío y almacenamiento de todo tipo de muestras sensibles a la luz.



PROTECCIÓN
FOTOSENSIBLE

Su color negro opaco bloquea la luz y protege muestras sensibles a la luz.



ESTÉRIL

Producto esterilizado que asegura la integridad de la muestra.



CIERRE
SEGURO

Pestañas de cierre integradas que garantizan un sello confiable.



MATERIAL
OPACO

Máxima capacidad para mayor protección frente a la luz.



ESPECIFICACIONES

Código	B01558
Producto	Bolsa Whirl-Pak estéril oscura para material fotosensible
Capacidad	55 oz (1627 mL)
Dimensiones	19 x 30 cm
Tipo de bolsa	Con cierre seguro integrado
Esterilidad	Estéril
Color	Negro opaco (fotosensible)
Material	Polietileno de baja densidad (LDPE)
Cierre	Pestañas de cierre integradas + cinta de sellado
Presentación	Caja con 500 piezas
Marca	Nasco Whirl-Pak®

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



PROTECCIÓN FOTOSENSIBLE

Su color negro opaco bloquea la luz, protegiendo muestras sensibles y asegurando resultados confiables.



ESTERILIDAD GARANTIZADA

Esterilizada para asegurar la integridad de la muestra y evitar contaminación.



CIERRE SEGURO INTEGRADO

Pestañas de cierre y cinta de sellado que proporcionan un cierre firme y confiable durante el transporte.



MATERIAL DE ALTA CALIDAD

Fabricada con polietileno de baja densidad (LDPE) resistente, flexible y libre de contaminantes.



USO PRÁCTICO Y VERSÁTIL

Ideal para el envío, almacenamiento y manejo seguro de todo tipo de muestras fotosensibles.

APLICACIONES



Laboratorios de análisis ambiental



Muestras sensibles a la luz



Biotecnología y microbiología



Almacenamiento y transporte



Investigación científica



Envío de muestras