



FICHA TÉCNICA

B01601

**BOLSA WHIRL-PAK 17OZ (500ML)
THIO-BAG STAND-UP 15 X 23 CM
C/100 PZAS. NASCO**

Bolsa Whirl-Pak® estéril tipo Thio-Bag Stand-Up, diseñada para la toma de muestras de agua clorada y otros líquidos que requieren neutralización de cloro, gracias al tiosulfato de sodio incorporado.

Su diseño Stand-Up permite que la bolsa se mantenga de pie durante el llenado y manipulación, facilitando la preparación y transporte de muestras de hasta 500 mL.



ESTÉRIL

Producto estéril que asegura la integridad de la muestra.



NEUTRALIZA CLORO

Contiene tiosulfato de sodio que neutraliza el cloro residual, protegiendo la muestra.



DISEÑO STAND-UP

La bolsa se mantiene de pie para facilitar el llenado, manipulación y transporte.



CIERRE SEGURO INTEGRADO

Pestañas de cierre y cinta de sellado que garantizan un sello confiable.



USO VERSÁTIL

Ideal para muestreo de agua clorada y otros líquidos en aplicaciones ambientales e industriales.

ESPECIFICACIONES

Código	B01601
Producto	Bolsa Whirl-Pak Thio-Bag Stand-Up
Capacidad	17 oz (500 mL)
Dimensiones	15 x 23 cm
Tipo de bolsa	Thio-Bag Stand-Up
Material	Polietileno de baja densidad (LDPE)
Aditivo	Tiosulfato de sodio incorporado
Cierre	Pestañas de cierre integradas + cinta de sellado
Esterilidad	Estéril
Almacenamiento	Temperatura ambiente
Presentación	Caja con 100 piezas
Marca	Nasco Whirl-Pak®

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



NEUTRALIZA EL CLORO RESIDUAL

El tiosulfato de sodio incorporado neutraliza el cloro, evitando su acción sobre los microorganismos y preservando la integridad de la muestra.



DISEÑO STAND-UP

La base reforzada permite que la bolsa se mantenga de pie, facilitando el llenado y la manipulación.



CIERRE SEGURO INTEGRADO

Las pestañas de cierre y la cinta de sellado proporcionan un cierre firme y confiable que previene fugas.



ESTÉRIL Y LISTA PARA USAR

Producto estéril, libre de contaminantes, que garantiza la calidad y confiabilidad de los resultados.



USO VERSÁTIL

Ideal para muestreo de agua clorada y otros líquidos en aplicaciones ambientales, industriales y de control de calidad.

APLICACIONES



Muestreo de agua potable y clorada



Muestreo de aguas residuales



Aplicaciones industriales



Laboratorios de análisis ambiental



Control de calidad de agua



Monitoreo de procesos

⚠ PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO. No apto para uso médico ni para contacto con alimentos.