



FICHA TÉCNICA

B01603

**BOLSA WHIRL-PAK 34OZ (1000ML)
THIO-BAG STAND-UP 15 X 38 CM
C/100 PZAS. NASCO**

Bolsa Whirl-Pak® estéril tipo Thio-Bag Stand-Up, diseñada para la toma de muestras de agua clorada y otros líquidos que requieren neutralización de cloro, gracias al tiosulfato de sodio incorporado.

Su diseño Stand-Up permite que la bolsa se mantenga de pie durante el llenado y manipulación, facilitando la preparación y transporte de muestras de hasta 1L.



ESTÉRIL

Producto estéril que asegura la integridad de la muestra.



**NEUTRALIZA
CLORO**

Contiene tiosulfato de sodio que neutraliza el cloro residual, protegiendo la muestra.



**DISEÑO
STAND-UP**

La bolsa se mantiene de pie para facilitar el llenado, manipulación y transporte.



**CIERRE SEGURO
INTEGRADO**

Pestañas de cierre y cinta de sellado que garantizan un sello confiable.



USO VERSÁTIL

Ideal para muestreo de agua clorado y otros líquidos en aplicaciones ambientales e industriales.

ESPECIFICACIONES

Código	B01603
Producto	Bolsa Whirl-Pak Thio-Bag Stand-Up
Capacidad	34 oz (1000 mL)
Dimensiones	15 x 38 cm
Tipo de bolsa	Thio-Bag Stand-Up
Material	Polietileno de baja densidad (LDPE)
Aditivo	Tiosulfato de sodio incorporado
Cierre	Pestañas de cierre integradas + cinta de sellado
Esterilidad	Estéril
Almacenamiento	Temperatura ambiente
Presentación	Caja con 100 piezas
Marca	Nasco Whirl-Pak®

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



NEUTRALIZA EL CLORO RESIDUAL

El tiosulfato de sodio incorporado neutraliza el cloro, evitando su acción sobre los microorganismos y preservando la integridad de la muestra.



DISEÑO STAND-UP

La base reforzada permite que la bolsa se mantenga de pie, facilitando el llenado y la manipulación.



CIERRE SEGURO INTEGRADO

Las pestañas de cierre y la cinta de sellado proporcionan un cierre firme y confiable que previene fugas.



ESTÉRIL Y LISTA PARA USAR

Producto estéril, libre de contaminantes, que garantiza la calidad y confiabilidad de los resultados.



USO VERSÁTIL

Ideal para muestreo de agua clorada y otros líquidos en aplicaciones ambientales, industriales y de control de calidad.

APLICACIONES



Muestreo de agua potable y clorada



Muestreo de aguas residuales



Aplicaciones industriales



Laboratorios de análisis ambiental



Control de calidad de agua



Monitoreo de procesos

⚠ PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO. No apto para uso médico ni para contacto con alimentos.