

FICHA TÉCNICA

B01613

BOLSA WHIRL-PAK 24OZ (710ML) 23 X 15CM C/ESPONJA SECA ESTÉRIL C/100 PZAS. NASCO

Bolsa Whirl-Pak® estéril que incluye esponja, diseñada para el muestreo microbiológico de superficies en industrias alimentarias, farmacéuticas y laboratorios de control de calidad.

Permite una recolección eficiente de microorganismos en áreas de difícil acceso, garantizando resultados confiables.

La esponja de poliuretano se adhiere a todas las superficies, lo que permite aplicar presión y romper las biopelículas para obtener resultados fiables.

* Nasco WHIRL-PAK® * Nasco WHIRL-PAK® * Nasco WHIRL



ESTÉRIL

Producto estéril que asegura la integridad de la muestra.



INCLUYE ESPONJA SECA ESTÉRIL

Esponja de poliuretano estéril lista para su uso, sin necesidad de humectación previa.



MUESTREO EFICIENTE

Diseñada para recolectar microorganismos en superficies, incluso en áreas de difícil acceso.



ADHERENCIA SUPERIOR

La esponja se adhiere a todas las superficies permitiendo aplicar presión y romper biopelículas.



USO VERSÁTIL

Ideal para industrias alimentarias, farmacéuticas y laboratorios de control de calidad.

ESPECIFICACIONES

Código	B01613
Producto	Bolsa Whirl-Pak con esponja seca estéril
Capacidad	24 oz (710 mL)
Dimensiones	23 x 15 cm
Tipo de bolsa	Whirl-Pak con cierre integrado
Incluye	Esponja de poliuretano seca estéril
Material de esponja	Poliuretano
Estilidad	Estéril
Material de la bolsa	Poliétileno de baja densidad (LDPE)
Cierre	Alambre de cierre integrado + cinta de sellado
Presentación	Caja con 100 piezas
Marca	Nasco Whirl-Pak®

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



ESPONJA SECA ESTÉRIL INCLUIDA

La esponja de poliuretano estéril viene seca, lista para su uso, asegurando la integridad de la muestra.



MUESTREO MICROBIOLÓGICO EFICIENTE

Permite la recolección efectiva de microorganismos en todo tipo de superficies, incluso en áreas de difícil acceso.



ADHERENCIA Y LIMPIEZA SUPERIOR

Permite la recolección efectiva de microorganismos, facilitando la aplicación de presión y la ruptura de biopelículas para resultados confiables.



DISEÑO PRÁCTICO Y SEGURO

Bolsa resistente con cierre integrado y cinta de sellado que proporcionan un cierre firme y seguro, evitando fugas o contaminaciones.



USO VERSÁTIL

Ideal para el control microbiológico en industrias alimentarias, farmacéuticas, laboratorios y programas de control de calidad.

APLICACIONES



Industrias
alimentarias



Industrias
farmacéuticas



Laboratorios de control
de calidad



Hospitales y centros
de salud



Superficies de
equipo y utensilios



Programas de monitoreo
y auditoría

PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO. No apto para uso médico ni para contacto con alimentos.