


FICHA TÉCNICA

C09247

MUESTREADOR DE LODOS
ARMABLE (UNIDAD COMPLETA
SLUDGE JUDGE) 4.5 M NASCO

Muestreador de lodos diseñado para la toma de muestras representativas en plantas de tratamiento de aguas residuales, tanques, lagunas y aplicaciones ambientales.

Su longitud de 4.5 metros lo hace ideal para muestreos a profundidad media o profunda y espacios con acceso limitado.



MUESTREO
REPRESENTATIVO

Permite obtener muestras confiables y representativas de lodos y sedimentos.



DISEÑO
ARMABLE

Se ensambla fácilmente en secciones para transporte y almacenamiento.



LONGITUD
ÓPTIMA

Longitud de 4.5 m ideal para muestreos a profundidad media o profunda.



RESISTENTE Y
DURADERO

Fabricado con materiales de alta calidad para uso en ambientes exigentes.



FÁCIL DE
USAR

Sistema práctico para la toma de muestras en diversas aplicaciones ambientales.

ESPECIFICACIONES

Código	C09247
Producto	Muestreador de lodos armable (Unidad completa Sludge Judge)
Longitud total	4.5 metros
Tipo	Armable (seccionado)
Material del tubo	Acrílico transparente
Material de conectores	Polipropileno (PP)
Material de la punta	PVC de alta resistencia
Diámetro del tubo	1.25 cm (1/2")
Secciones	3 secciones
Sistema de unión	Conectores de rosca
Aplicaciones	Plantas de tratamiento, tanques, lagunas y aplicaciones ambientales
Marca	Masco

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



MUESTREO REPRESENTATIVO

Diseñado para la toma de muestras representativas de lodos y sedimentos en diversas fuentes de agua.



DISEÑO ARMABLE

Se compone de 3 secciones que se ensamblan fácilmente mediante conectores de rosca para un montaje rápido.



LONGITUD ÓPTIMA

Su longitud de 4.5 metros permite alcanzar profundidades medias o profundas con facilidad.



RESISTENTE Y DURADERO

Fabricado con materiales de alta calidad que ofrecen gran resistencia a la corrosión y a los químicos comunes.



FÁCIL DE USAR Y TRANSPORTAR

Ligero, práctico y fácil de desarmar para su transporte y almacenamiento.

APLICACIONES



Plantas de
tratamiento de aguas
residuales



Tanques de
almacenamiento



Lagunas de
estabilización



Industria
alimentaria



Aplicaciones
ambientales



Laboratorios y
control de calidad

⚠️ PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO. No apto para uso médico ni para contacto con alimentos.



C. Laureles 62,
Jardines de Atizapán,
52978, Edo. Méx.



Tel: 5575751661
5575751662
5571602464
5571587031



ventas@laborwasserdemexico.com



www.laborwasserdemexico.com



Labor Wasser de México, SA de CV



@labor_wm