



FICHA TÉCNICA

IRSA-102-00

ABATELENGUAS DE PLÁSTICO POLIESTIRENO CRISTAL (PS) PARA ADULTO

100 PZAS. ESTÉRILES EMPACADAS
INDIVIDUALMENTE

Elaborado con poliestireno cristal grado médico de forma rectangular y superficie lisa, con extremos redondeados, aristas y bordes pulidos.



CALIDAD MÉDICA

Fabricado con poliestireno cristal grado médico (PS), seguro para el uso en entornos clínicos.



DISEÑO ERGONÓMICO

Forma rectangular con extremos redondeados, superficie lisa y bordes pulidos para mayor seguridad y comodidad.



RESISTENTE

Material rígido y duradero que mantiene su integridad durante el uso.



USO SEGURO

Estéril, de un solo uso, ideal para exploraciones clínicas y procedimientos generales.



PRESENTACIÓN

100 piezas estériles empacadas individualmente para máxima higiene.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Longitud total (L.T):	145 ± 5 mm
Ancho (A):	19.25 ± 1.75 mm
Espesor:	2.1 ± 0.5 mm
Peso:	5 ± 1.0 g
Material:	Poliestireno Cristal (PS) grado médico
Color:	Transparente
Forma:	Rectangular con extremos redondeados
Superficie:	Lisa
Bordes:	Pulidos
Esterilidad:	Estéril
Uso:	Para adulto
Presentación:	100 piezas estériles empacadas individualmente
Empaque secundario:	Caja de cartón

APLICACIONES

	EXPLORACIONES CLÍNICAS Ideal para la inspección de la cavidad oral y la lengua en consultas médicas.
	USO GENERAL EN SALUD Adecuado para hospitales, clínicas, consultorios y centros de atención médica.
	ODONTOLOGÍA Útil en procedimientos dentales y revisiones de rutina.
	DESECHABLE Producto estéril de un solo uso que ayuda a mantener la higiene y prevenir contaminaciones cruzadas.
	FÁCIL DE USAR Ligero y de manejo sencillo para el personal médico y de enfermería.

 PRODUCTO ESTÉRIL DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.