



FICHA TÉCNICA

IRSA-103-00

ABATELENGUAS DE PLÁSTICO
POLIESTIRENO CRISTAL (PS)
PARA ADULTO

ESTÉRIL
500 PIEZAS EMPACADAS
INDIVIDUALMENTE



Elaborado con poliestireno cristal grado médico de forma rectangular y superficie lisa, con extremos redondeados, aristas y bordes pulidos.



CALIDAD MÉDICA

Fabricado con poliestireno cristal grado médico (PS), seguro para el uso en entornos clínicos.



DISEÑO ERGONÓMICO

Forma rectangular con extremos redondeados, superficie lisa y bordes pulidos para mayor seguridad y comodidad.



RESISTENTE

Material rígido y duradero que mantiene su integridad durante el uso.



USO SEGURO

Estéril, de un solo uso, ideal para exploraciones clínicas y procedimientos generales.



PRESENTACIÓN

Estéril 500 piezas empacadas individualmente para máxima higiene.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Longitud total (L.T):	145 ± 5 mm
Ancho (A):	19.25 ± 1.75 mm
Espesor:	2.1 ± 0.5 mm
Peso:	5 ± 1.0 g
Material:	Poliestireno Cristal (PS) grado médico
Color:	Transparente
Forma:	Rectangular con extremos redondeados
Superficie:	Lisa
Bordes:	Pulidos
Esterilidad:	Estéril
Uso:	Para adulto
Presentación:	Estéril 500 piezas empacadas individualmente
Empaque secundario:	Caja de cartón

APLICACIONES



EXPLORACIONES CLÍNICAS

Ideal para la inspección de la cavidad oral y la lengua en consultas médicas.



USO GENERAL EN SALUD

Adecuado para hospitales, clínicas, consultorios y centros de atención médica.



ODONTOLOGÍA

Útil en procedimientos dentales y revisiones de rutina.



DESECHABLE

Producto estéril de un solo uso que ayuda a mantener la higiene y prevenir contaminaciones cruzadas.



FÁCIL DE USAR

Ligero y de manejo sencillo para el personal médico y de enfermería.

⚠ PRODUCTO ESTÉRIL DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.