

FICHA TÉCNICA

IRSA-110-00 / IRSA-111-00

ABATELENGUAS DE PLÁSTICO POLIESTIRENO CRISTAL (PS) INFANTIL



PRESENTACIÓN

Disponible en dos presentaciones:

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
IRSA-110-00	100 piezas
IRSA-111-00	500 piezas

Elaborado con poliestireno dispositivo rectangular, con superficie lisa, puntas redondeadas, aristas y bordes pulidos. Tamaño infantil.



CALIDAD MÉDICA

Elaborado con poliestireno cristal de uso médico, seguro para el contacto con el paciente.



SUPERFICIE LISA

Superficie lisa y bordes pulidos que brindan comodidad y seguridad durante su uso.



DISEÑO INFANTIL

Dimensiones adecuadas para exploraciones en pacientes pediátricos.



LIGERO Y RESISTENTE

Material rígido y duradero que mantiene su integridad durante el uso.



PRESENTACIÓN

Disponibles en cajas de 100 y 500 piezas para cubrir sus necesidades.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material:	Poliestireno Cristal (PS) grado médico
Color:	Transparente
Forma:	Rectangular
Superficie:	Lisa
Puntas:	Redondeadas
Aristas y bordes:	Pulidos
Uso:	Infantil
Esterilidad:	No estéril
Presentación:	IRSA-110-00: 100 piezas IRSA-111-00: 500 piezas
Empaque:	Caja de cartón

DIMENSIONES APROXIMADAS (TAMAÑO INFANTIL)



Longitud Total: ~139 mm

Ancho: ~14 mm

Grosor: ~2 mm

APLICACIONES



Exploración física



Consultorios médicos



Hospitales y clínicas



Odontopediatría



Instituciones educativas

⚠ PRODUCTO NO ESTÉRIL. DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.



C. Laureles 62,
Jardines de Atizapán,
52978, Edo. Méx.



Tel: 5575751661
5575751662
5571602454
5571587031



ventas@laborwasserdemexico.com



www.laborwasserdemexico.com



Labor Wasser de México, SA de CV



@labor_wm